Bain-bouilloire Baher



Pour températures réglables de 30 °C à 100 °C. Stabilité ± 3 °C.

- **Type bouilloire rapide (6 à 7 minutes)**
- **Bol et élément chauffant en acier inox**
- **Socle recouvert époxy**
- **Thermostat régulateur avec interrupteur synchronisé avec lampe de signalisation**

Capacité (litres)	1
Dimensions utiles / extérieurs (ø x h)	14 x 11 cm / 15 x 19 cm
Consommation (W)	640
Poids (kg)	1
Référence	**068571**
CHF	**NC -**

Accessoires en acier inox

Référence	Désignation	CHF
068572	Portoir pour 24 tubes hémolyse, jusqu'à ø 13 mm	**NC -**
068573	Portoir pour 24 tubes hémolyse, jusqu'à ø 18 mm	**NC -**
068574	Couvercle avec anse en bakélite	**NC -**
068575	Plaque couvre résistance	**NC -**

Cuves en méthacrylate transparent



- **Supportent des températures jusqu'à 60 °C**
- **S'utilisent avec les thermostats à fixation par pince ou clamps**

Référence	Capacité (l)	h x l x p (cm)	Epaisseur de paroi (mm)	CHF
068577	8	15 x 18 x 31	6	**NC -**
068578	9,5	14,5 x 16,5 x 39	6	**NC -**
068579	13	15 x 23 x 40	8	**NC -**
068580	30	20 x 30 x 50	8	**NC -**

Cuves acier inox



Cuves métalliques pour thermostat. A double enceinte.
Extérieur en acier inox AISI 304 et intérieur en AISI 310.

Réf.	Vol. (l)	Poignées + robinet	h x l x p int. (cm)	h x l x p ext. (cm)	Poids (kg)	CHF
068524	9	Non	15 x 29 x 22	20 x 34 x 28	3,5	**NC -**
068525	12	Non	15 x 30 x 31	20 x 37 x 35	4,3	**NC -**
068526	20	Oui	15 x 48 x 30	20 x 55 x 35	6,6	**NC -**
068527	27	Oui	20 x 48 x 30	25 x 55 x 35	7,6	**NC -**
068528	45	Oui	15 x 62 x 50	23 x 70 x 56	11	**NC -**

Anneau de lestage





Pour éviter casse et renversement
Les anneaux de lestage, recouverts de vinyle de très bonne résistance chimique, maintiennent la verrerie dans les bains-marie, évitant ainsi casse et renversement.
Anneau fermé (coloris rouge) ou ouvert (coloris bleu).

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
085865	Portoir de rangement pour anneaux (hauteur : 220 mm)	**NC -**

				Fermé rouge		Ouvert bleu	
Poids (g)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Idéal pour	Réf.	CHF	Réf.	CHF
165	51	19	Eprouvettes 5-10 ml	**085860**	**NC -**	-	-
237	76	43	Flacons 125-500 ml	**085861**	**NC -**	**037626**	**NC -**
454	89	51	Flacons 250-1000 ml	**085862**	**NC -**	**037627**	**NC -**
681	102	56	Flacons 500-2000 ml	**085863**	**NC -**	**037628**	**NC -**
908	114	71	Flacons 1000-4000 ml	**085864**	**NC -**	**037629**	**NC -**