Fil de lestage

Souple et adaptable
Fil de lestage couvert de vinyle flexible.
Il se tord facilement et adopte toutes les positions souhaitées.



Référence	Désignation	ø (mm)	CHF
085866	Fil de lestage 114 g	6,4	NC -
085867	Fil de lestage 176 g	8	NC -

Support lesté pour béchers

Les béchers ne flottent plus au bain-marie.
Support lesté recouvert de vinyle et muni de 4 griffes de maintien pour béchers en verre ou en plastique. Ce dispositif permet une immersion stable du bécher et une bonne circulation de l'eau autour de celui-ci.



Référence	Poids (g)	Pour bécher	ø (mm)	CHF
085872	65	100 ml	60	NC -
085873	237	250 ml	80	NC -

Boules isolantes pour bain-marie

- **En polypropylène**
- **Barrière entre le liquide et l'air**
- **Servent de couvercle mobile pour les bain-marie**
- **Diamètre 20 mm**



Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
144342	Boules isolantes pour bain-marie	300	NC -
067886	Boules isolantes pour bain-marie	1000	NC -

Désinfectant pour bains-marie Rea-Stabil

Désinfectant bactéricide concentré pour bains-marie et bains à thermostat.
Les résultats sont encore meilleurs avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

- **Efficacité : 2 à 3 mois**
- **Coloration de l'eau : bleue**
- **Très économique : 1 ml par litre (soit 10 ml pour un bain de 10 litres)**
- **Biodégradable, non toxique**
- **Composants : biguamides tensio-actifs et colorant**



Référence	Désignation	CHF
074022	Flacon de 200 ml Rea-Stabil	NC -

Aquabator-Clean™ (100x)

Désinfectant à utiliser dans les bains-marie contre les bactéries et les champignons.

- **Conditions d'utilisation : 10 ml par litre d'eau - changer l'eau toutes les 4-6 semaines et rajouter de l'aquabator-Clean toutes les une à deux semaines**
- **Stable à 100 °C**
- **Biodégradable**



Référence	Type	CHF
670935	Aquabator Clean (100x) 250 ml	NC -

Aqua Stabil 100 ml

Garder propre le liquide de votre bain-marie.

- **Freine le développement des algues et des bactéries**
- **Coloration de l'eau : bleue**
- **Lorsque la couleur pâlit, l'eau est à changer**
- **Economique : 2 ml par litre d'eau**



Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
067752	Aqua Stabil 100 ml	12	NC -
067752A	Aqua Stabil 100 ml	1	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com