Bains à ultrasons Branson

- **Pour un nettoyage haute qualité avec une fréquence de 40 kHz**
- **Très silencieux**
- **Couvercle inclus**

3 versions

M : Horloge mécanique
Avec minuterie mécanique de 60 min. (+ travail en continu)

MH : Horloge mécanique avec chauffage
Avec minuterie mécanique de 60 min. et un chauffage à 55 °C (marche-arrêt)

CPXH : Horloge digitale avec chauffage
Avec une minuterie numérique, une fonction dégazage et un chauffage réglable jusqu'à 69 °C

Version CPXH



Versions M et MH



Modèle	1800 1,9 l			2800 2,8 l			3800 5,7 l			5800 9,5 l		
Timer	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH
Dim. int. (mm)	150 x 140 x 100			230 x 140 x 100			290 x 150 x 150			290 x 240 x 150		
Dim. ext. (mm)	251 x 304 x 302			337 x 304 x 302			397 x 317 x 377			397 x 401 x 378		
Chauffage 60 °C	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-
Chauffage 20-69 °C	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok
Robinet d'écoulement	-	-	-	-	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	OK	Ok
Référence	**412542**	**412543**	**412544**	**412546**	**412547**	**412548**	**412550**	**412551**	**412552**	**412554**	**412555**	**412556**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoire pour 1800 1,9 l

Référence	Désignation	CHF
910575	Panier fil métallique, 125 x 107 x 74 mm	**NC -**

Accessoire pour 2800 2,8 l

Réf.	Désignation	CHF
910580	Panier fil métallique, 209 x 109 x 88 mm	**NC -**

Accessoire pour 3800 5,7 l

Référence	Désignation	CHF
910836	Panier fil métallique 261 x 119 x 136 mm	**NC -**

Accessoire pour 5800 9,5 l

Référence	Désignation	CHF
910585	Panier fil métallique, 269 x 203 x 138 mm	**NC -**

Bains à ultrason Elmasonic P

NOUVEAU

- **5 modes ultrasonics pour un meilleur résultat :**
  - **Pulse : augmentation ponctuelle de puissance contre les saletés tenaces**
  - **Sweep : distribution uniforme des ultrasons**
  - **Degas : dégazage rapide et facile de liquide de nettoyage ou d'échantillons**
  - **Régulation de puissance : ajustement automatique de la puissance**
  - **Autostart : démarrage automatique lorsque la température cible est atteinte**
- **2 fréquences sélectionnables : 37 kHz pour les salissures tenaces ou 80 kHz pour le nettoyage doux**
- **Garantie 2 ans**



Modèle	P 30 H	P 60 H	P 70 H	P 120 H	P 180 H	P 300 H
Interface	Digitale					
Volume (l)	2,75	5,75	6,9	12,75	18	28
Dimensions internes l x p x h (mm)	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150	505 x 137 x 100	300 x 240 x 200	327 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Dimensions panier l x p x h (mm)	198 x 106 x 50	255 x 115 x 75	465 x 106 x 50	250 x 190 x 115	280 x 250 x 115	455 x 250 x 115
Gamme de température	+30 à +80 °C					
Fréquence ultrasons (kHz)	37 / 80					
Puissance ultrasons (W)	120 x 100	180 x 150	220	330		380
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, Pulse, Sweep, Degas, Régulation de puissance, Pause, Autostart					
Minuteur	1 à 30 min					
Dimensions externes l x p x h (mm)	300 x 179 x 221	365 x 186 x 271	568 x 179 x 221	365 x 278 x 321	390 x 340 x 321	568 x 340 x 321
Poids (kg)	3,3	5,1	5,6	7,5	8,5	11
Indice de protection	IP 20					
Référence bain	**950226**	**950227**	**950228**	**950229**	**950230**	**950231**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence panier	**950205**	**-**	**950208**	**910674**	**950212**	**950213**
CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence couvercle	**950217**	**-**	**950219**	**-**	**950221**	**950222**
CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**