NOUVEAU

Bains à ultrasons Elmasonic Select



- **5 modes ultrasonics pour un meilleur résultat :**
  - **Degas : dégazage rapide et facile de liquide de nettoyage ou d'échantillons**
  - **Eco : fonctionnement plus silencieux et diminue l'usure des pièces**
  - **Sweep : distribution uniforme des ultrasons**
  - **Pulse : augmentation ponctuelle de puissance contre les saletés tenaces**
  - **Dynamic : alternance des fonctions sweep et pulse pour augmenter les performances**
- **Garantie 2 ans**

Modèle	Select 30	Select 40	Select 60	Select 80	Select 100
Interface	Digitale				
Volume (l)	1,6	2,9	4,3	6,8	6,8
Dimensions internes l x p x h (mm)	95 x 120 x 220	215 x 115 x 145	275 x 125 x 145	475 x 110 x 145	280 x 220 x 145
Dimensions panier l x p x h (mm)	195 x 105 x 50	190 x 105 x 75	255 x 115 x 75	455 x 106 x 75	255 x 200 x 70
Gamme de température	+40 à +80 °C				
Fréquence ultrasons (kHz)	37				
Puissance ultrasons (W)	120		150		
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic				
Minuteur	1 min à 6 h				
Dimensions externes l x p x h (mm)	305 x 170 x 230	305 x 170 x 280	370 x 210 x 275	570 x 195 x 280	380 x 300 x 280
Poids (kg)	3,6	3,8	5,2	6,9	6,2
Indice de protection	IP20				
Référence bain	**497715**	**497713**	**497716**	**497714**	**497717**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence panier	**950205**	**670070**	**670074**	**950209**	**670133**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence couvercle	**950217**	**950217**	**670075**	**950219**	**670134**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèle	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Interface	Digitale					
Volume (l)	10	8,7	14,2	22,0	40,3	63,7
Dimensions internes l x p x h (mm)	300 x 215 x 195	485 x 280 x 95	300 x 370 x 195	475 x 270 x 195	500 x 330 x 290	600 x 500 x 285
Dimensions panier l x p x h (mm)	250 x 190 x 110	455 x 250 x 45	280 x 250 x 115	455 x 250 x 110	460 x 300 x 195	545 x 460 x 190
Gamme de température	+40 à +80 °C					
Fréquence ultrasons (kHz)	37					
Puissance ultrasons (W)	200	300	200	300	540	960
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic					
Minuteur	1 min à 6 h					
Dimensions externes l x p x h (mm)	380 x 300 x 330	575 x 360 x 230	405 x 360 x 330	575 x 360 x 330	775 x 425 x 505	875 x 595 x 60
Poids (kg)	7,7	8,8	10,2	12,2	30,4	43,4
Indice de protection	IP20					
Référence bain	**497718**	**497719**	**497720**	**497721**	**497722**	**497723**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec couvercle de protection sonique	**-**	**-**	**-**	**-**	**497724**	**497725**
CHF	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**
Référence panier	**910674**	**497743**	**950212**	**950213**	**497734**	**497733**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence couvercle	**670134**	**950222**	**950221**	**950222**	**-**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**



799422

Boîtes anti-bruit

Réf.	Désignation	CHF
497784	Boîte anti-bruit taille L pour Elmasonic 100/120	**NC -**
799422	Boîte anti-bruit taille M pour Elmasonic 10/15/20/30/40/60	**NC -**
497785	Boîte anti-bruit taille XL pour Elmasonic 60/80/120/150/180/300	**NC -**