Balances analytiques et de précision Apollo GF-A / GX-A



- Ecran LCD rétro-éclairé
- Calcul automatique du poids minimum via la fonction APA
- Détection des impacts à 4 niveaux de sensibilité avec alertes visuelles et sonores
- Fonction d'allumage et extinction automatique
- Modèles 0,1 et 1 mg avec cage de pesée

NOUVEAU

Type	Analytique			Précision													
Modèle	124A	224A	324A	123A	203A	303A	403A	603A	1003A	1603A	1202A	2002A	3002A	4002A	6002A	10002A	6001A	10001A
Capacité (g)	122	220	320	122	220	320	420	620	1100	1620	1220	2200	3200	4200	6200	10200	6200	10200
Précision d'affichage (mg)	0,1			1							10						100	
Répétabilité (mg)	0,1		0,1 / 0,2	1						2	10					20	100	
Linéarité (mg)	± 0,2			± 2					± 3		± 20				± 30		± 100	
Durée de stabilisation (s)	1,5 s	1,5 / 2 s								1,5	1					1,5	1	
Dim. plateau (mm)	Ø 90			128 x 128							165 x 165							
Dim. l x p x h (mm)	259 x 358 x 332			212 x 317 x 93														
Poids net (kg)	7			5														
Réf. modèle GF-A (cal. externe)	785231	785232	785233	785011	785012	785013	785014	785015	785016	785017	785018	785019	785020	785021	785022	785023	785024	785025
CHF	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-
Réf. modèle GX-A (cal. interne)	785234	785235	785236	-	785026	785027	785028	785029	785030	785031	-	785032	785033	785034	785035	785036	785037	785038
CHF	NC-	NC-	NC-	-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-	NC-
Ref. modèle GX-AE(cal. interne avec desioniseur et détecteur IR)	785237	785238	785239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHF	NC-	NC-	NC-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Balances portables série EK

NOUVEAU



- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonction d'extinction automatique
- Interface RS-232C de série
- Fonctionnement sur secteur, ou sur batterie (en option)
- Calibrage externe

Modèle	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
Capacité (g)	200	300	400	600	1200	2000	3000	4000	6000	6000	12000
Précision d'affichage (g)	0,01				0,1					1	
Répétabilité (g)	0,01				0,1					1	
Linéarité (g)	0,01	0,02			0,1		0,2			1	
Dim. Plateau (mm)	Ø 110				133 x 170						
Dim. L x p x h (mm)	190 x 218 x 55				190 x 218 x 53						
Poids net (kg)	1,1				1,5						
Référence	785183	785184	785039	785092	785185	785186	785093	785187	785157	785188	785189
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
785192	Kit batterie rechargeable	NC -
785191	Crochet de pesée inférieur pour balances 4, 6 et 12kg	NC -
785112	Valise de transport et de stockage	NC -