Balances de laboratoire FX et FZ

- **Large affichage digital fluorescent**
- **Pesée à stabilisation rapide**
- **Mécanisme de protection contre la surcharge verticale et transversale**
- **Connexion RS232C de série pour le transfert des données, connexion USB en option**
- **Batterie interne rechargeable en option**
- **Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)**

NOUVEAU



Modèle	F-120i	F-200i	F-300i	F-500i	F-1200i	F-2000i	F-3000i	F-5000i
Capacité (g)	122	220	320	520	1220	2200	3200	5200
Précision d'affichage (mg)	1				10			
Répétabilité (mg)	1				10			
Linéarité (mg)	2				20			
Durée de stabilisation (s)	1							
Dim. plateau (mm)	130				150			
Dim. (l x p x h) (mm)	183 x 262,5 x 85,5							
Poids net	FZ-i : 3,0 / FX-i : 2,5							
Fx Cal. externe	**785124**	**785094**	**785125**	**785095**	**785100**	**785122**	**785126**	**785127**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Fx Cal. externe IP65	**785139**	**785140**	**785141**	**-**	**785142**	**785143**	**785144**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Fz Cal. interne	**785128**	**785120**	**785129**	**785130**	**781894**	**785131**	**785132**	**785133**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Fz Cal. interne IP65	**785145**	**785146**	**785147**	**-**	**785148**	**785149**	**785150**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
785009	Interface USB avec cable	**NC -**
785010	Interface ethernet avec logiciel WinCT-Plus	**NC -**
785151	Batterie rechargeable interne (installation usine)	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
785152	Cage de pesée petit format pour tous modèles standard	**NC -**
785153	Cage de pesée petit format pour tous modèles IP 65	**NC -**
785154	Cage de pesée grant format pour tous modèles standard	**NC -**
785155	Cage de pesée grant format pour tous modèles IP 65	**NC -**
785156	Bol de pesée pour animaux pour plateaux Ø 150 mm	**NC -**

Balances analytiques HR-A / HR-AZ

- **Ecran LCD rétro-éclairé**
- **Cage de pesée démontable facilitant le nettoyage**
- **Portes cylindriques pour gain de place**
- **Fonction d'allumage et extinction automatique**



Modèle	HR-100A(Z)	HR-150A(Z)	HR-251A(Z)	HR-250A(Z)
Capacité (g)	102	152	62 / 252	252
Précision d'affichage (mg)	0,1		0,1 / 1	0,1
Répétabilité (mg)	0,1		0,1 / 0,5	0,2
Linéarité (mg)	± 0,2		± 0,3 / ± 1	± 0,3
Durée de stabilisation (s)	2			
Dim. plateau (mm)	Ø 90 mm			
Dim. l x p x h (mm)	198 x 294 x 315			
Poids net (kg)	Modèle A : 3,5 / Modèle AZ : 3,9			
Réf. modèle HR-A (cal. externe)	**785001**	**785002**	**785003**	**785004**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. modèle HR-AZ (cal. interne)	**785005**	**785006**	**785007**	**785008**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com