Ionisateur de paillasse pour balances OHAUS™

Améliore la précision de pesée grâce à la réduction de l'électricité statique.

- **Génération d'ions bipolaires par décharge Corona, sans flux d'air**
- **Moteur robuste**
- **Inclinaison et hauteur de l'ionisateur réglables**

Température d'utilisation	+5 à +40 °C
Humidité relative admise	80 %
Dimensions l x p x h (mm)	201 x 133 x 123
Poids (kg)	0,5
Référence	**092766**
CHF	**NC -**



Balances portables série Emerald OHAUS™

Modèle	JE120	JE250	JE500
Capacité (g)	120	250	500
Précision d'affichage (g)	0,1		
Répétabilité (g)	0,1		
Linéarité (g)	0,1		
Dim. plateau (mm)	83 x 76		
Dim. l x p x h (mm)	136 x 83 x 20		
Poids net (kg)	0,2		
Référence	**001286**	**001472**	**001473**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pratiques, compactes, une pesée précise à portée de main.

- **Grand afficheur rétroéclairé**
- **Livrées avec un couvercle de protection, pour le transport et le stockage**
- **Arrêt automatique pour l'économie des batteries**
- **Alimentation sur piles (2 x AAA, incluses)**
- **Garantie : 1 an**



Balances portables série CX OHAUS™

Modèle	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Capacité (g)	220	620	1200	2200	5200
Précision d'affichage (g)	0,1			1	
Durée de stabilisation (s)	1,5		2	1,5	
Dim. plateau (mm)	128 x 142				
Dim. (l x p x h) (mm)	135 x 201 x 41				
Poids net (kg)	0,5				
Référence	**333535**	**333536**	**333537**	**333538**	**333539**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

- **Grand afficheur LCD rétroéclairé 18 mm**
- **Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable**
- **Calibrage externe**
- **Conception compacte permettant d'empiler jusqu'à 4 balances**
- **Alimentation sur piles : 3 piles AA (incluses) - jusqu'à 1000 h d'autonomie**
- **Adaptateur secteur à commander séparément**



FAIBLE CONSOMMATION D'ENERGIE

Accessoires

Référence	**Désignation**	CHF
333573	Valise de transport	**NC -**
001763	Bol de pesée 1050 ml	**NC -**
333574	Adaptateur secteur	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com