Balances de laboratoire Pioneer PR & PX OHAUS

Balances adaptées aux pesées de routine en laboratoire, industrie, et dans l'enseignement.

- **Chassis supérieur en ABS, plateau en pesée en acier inoxydable**
- **Grand afficheur rétroéclairé lumineux**
- **Port RS232 pour le transfert des données**
- **Modèles 0,1 et 1 mg à cage de pesée**
- **Paramètres environnementaux sélectionnables pour une adaptation optimale aux conditions extérieures**
- **Niveau à bulle frontal, pour une vérification rapide**



Modèles Pioneer PX

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale

BalancesPioneer PX

Port RS232 et USB pour l'extraction des données - option d'impression BPL (date, heure, identifiants)

Type de balance	Semi-micro			Analytique		Précision						
Modèle	PX125D	PX85	PX225D	PX124	PX224	PX323	PX523	PX623	PX3202	PX5202	PX6202	PX4201
Capacité (g)	52/120	82	82/220	120	220	320	520	620	3200	5200	6200	4200
Précision d'affichage (mg)	0,01/0,1	0,01	0,01/0,1	0,1		1			10			100
Répétabilité (mg)	0,02/0,1	0,02	0,02/0,1	0,1		1			-			-
Linéarité (mg)	± 0,1			± 0,2		± 2			± 20			± 200
Durée de stabilisation (s)	10			4		2			1			
Dim. plateau (mm)	80			90		120			180			
Dim. (l x p x h) (mm)	209 x 321 x 309								209 x 321 x 98			
Poids net (kg)	4,5								3,5			
Réf. cal. externe	-	-	-	333348	333351	333354	-	333764	333331	-	333766	333362
CHF	-	-	-	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -
Réf. cal. interne	333342	333344	333346	333349	333352	333335	-	333765	333332	-	333767	333363
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -
Réf. cal. interne M	333343	333345	333347	333350	333353	333355	-	-	333358	-	-	333364
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	-	-	NC -

BalancesPioneer PR



Modèles Pioneer PR

Type de balance	Analytique		Précision							
Modèle	PR124	PR224	PR223	PR423	PR523	PR1602	PR2202	PR4202	PR4201	PR6201
Capacité (g)	120	220	220	420	520	1600	2200	4200	4200	6200
Précision d'affichage (mg)	0,1		1			10			100	
Répétabilité (mg)	0,1		1			10			100	
Linéarité (mg)	± 0,2		± 2			± 20			± 200	
Durée de stabilisation (s)	3		2			1				
Dim. plateau (mm)	Ø 90		Ø 120			Ø 180				
Dim. (l x p x h) (mm)	201 x 317 x 303					201 x 317 x 93				
Poids net (kg)	4,5					3,5				
Réf. cal. externe	333578	333581	333584	333587	333590	333593	333596	333599	333602	333605
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. cal. interne	333579	333582	333585	333588	333591	333594	333597	333600	333603	333606
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. cal. interne M	333580	333583	333586	333589	333592	333595	333598	333601	333604	333607
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com