Balances de laboratoire Adventurer AX OHAUS



- Ecran couleur LCD tactile pouvant être utilisé avec des gants de laboratoire
- 6 touches mécaniques pour les opérations basiques
- 9 modes pour les applications complexes
- Modèles 0,1 et 1 mg avec cage de pesée constituée de deux vitres, réduisant l'encombrement à l'arrière lors de l'ouverture
- Extraction des données via deux ports USB (frontal et arrière)
- Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale

Type de balance	Analytique			Précision											
Modèle	AX124	AX224	AX324	AX223	AX423	AX523	AX422	AX822	AX1502	AX2202	AX4202	AX5202	AX2201	AX4201	AX8201
Capacité (g)	120	220	320	220	420	520	420	820	1520	2200	4200	5200	2200	4200	8200
Précision d'affichage (mg)	0,1			1			10						100		
Répétabilité (mg)	± 0,1			± 1			± 10						± 100		
Linéarité (mg)	± 0,2			± 2			± 20						± 200		
Durée de stabilisation (s)	3			2			1,5						1,5		
Dim. plateau (mm)	Ø 90			Ø 130			175 x 195								
Dim. (l x p x h) (mm)	350 x 240 x 345						350 x 240 x 105								
Poids net (kg)	5,1			5,8			4,6								3,8
Réf. cal. externe	092637	092640	-	092645	092648	092651	092756	092758	092656	092659	092662	-	092760	092762	092764
CHF	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -
Réf. cal. interne	092635	092638	092641	092643	092646	092649	092755	092757	092654	092657	092660	092663	092759	092761	092763
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. cal. interne M	092636	092639	092642	092644	092647	092650	-	-	092655	092658	092661	092664	-	-	092765
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -

