Balances de laboratoire Entris® II essential

NOUVEAU





- Chassis supérieur en PBT, plateau de pesée en acier inoxydable
- Ecran tactile LED avec interface intuitive, adapté aux gants de laboratoire
- Option IsoCal pour un calibrage interne automatique
- Connexion USB-C et RS232 pour l'extraction directe des données sur ordinateur
- Disponibles avec certificat pour métrologie légale
- Option d'impression BPL (date, heure, identifiant)

Type	Analytique		
Modèle	BCE64	BCE124	BCE224
Capacité (g)	60	120	220
Précision d'affichage (mg)	0,1		
Répétabilité (mg)	0,1		
Durée de stabilisation (s)	‹ 1,5		
Dim. plateau (mm)	Ø 90		
Dim. l x p x h (mm)	219 x 317 x 345		
Poids net (kg)	5,9		
Référence cal. externe	**845103**	**845046**	**845062**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne	**845106**	**845049**	**845065**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne M	**845105**	**845048**	**845064**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Type	Précision											
Modèle	BCE223	BCE323	BCE423	BCE623	BCE653	BCE622	BCE822	BCE1202	BCE2202	BCE3202	BCE4202	BCE6202
Capacité (g)	220	320	420	620	650	620	820	1200	2200	3200	4200	6200
Précision d'affichage (mg)	1					10						
Répétabilité (mg)	1					10						
Durée de stabilisation (s)	‹ 1					‹ 0,9						
Dim. plateau (mm)	Ø 120					182 x 182						
Dim. l x p x h (mm)	219 x 317 x 345				219 x 345 x 145	219 x 317 x 94						
Poids net (kg)	5,9				4,5	4,6						
Référence cal. externe	**845058**	**845071**	**845079**	**845099**	**845107**	**845095**	**845119**	**845042**	**845054**	**845066**	**845075**	**845091**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne	**845061**	**845074**	**845082**	**845102**	**845110**	**845098**	**845122**	**845045**	**845057**	**845069**	**845078**	**845094**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne M	**845060**	**845073**	**845081**	**845101**	**845109**	**845097**	**845121**	**845044**	**845056**	**845068**	**845077**	**845093**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Type	Précision				
Modèle	BCE2201	BCE5201	BCE8201	BCE6200	BCE8200
Capacité (g)	2200	5200	8200	6200	8200
Précision d'affichage (mg)	100			1000	
Répétabilité (mg)	100			1000	
Durée de stabilisation (s)	‹ 0,9				
Dim. plateau (mm)	182 x 182				
Dim. l x p x h (mm)	219 x 317 x 94				
Poids net (kg)	4,6			4,3	
Référence cal. externe	**845050**	**845083**	**845115**	**845087**	**845111**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne	**845053**	**845086**	**845118**	**845090**	**845114**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence cal. interne M	**845052**	**845085**	**845117**	**845089**	**845113**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**