Balances de laboratoire Practum®



150420



150424

Balances fiables et robustes adaptées pour une utilisation d'enseignement.

- **Ecran tactile en verre, utilisable avec des gants de laboratoire**
- **Haute fiabilité et robustesse grâce à la protection mécanique contre la surcharge**
- **Cage de pesée robuste, résistant même aux abus d'un utilisateur inexpérimenté**
- **Vitres entièrement démontables et lavables au lave-vaisselle**
- **Verrouillage du menu pour éviter les manipulations involontaires**
- **Documentation automatique des processus de piste/perte de poids et des procédures de remplissage**
- **Connexion USB pour branchement d'une imprimante, ou enregistrement direct des données sur tableur Microsoft Excel**
- **Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)**

Type	Analytique		Précision						
Modèle	**224**	**124**	**313**	**213**	**2102**	**1102**	**612**	**5101**	**5100**
Capacité (g)	220	120	310	210	2100	1100	610	5100	5100
Précision d'affichage (mg)	0,1		1		10			100	1000
Répétabilité (mg)	0,1		1		10			100	500
Linéarité (mg)	0,3		3		30			300	1000
Durée de stabilisation (s)	4		3						
Ø plateau (mm)	90		120		180				
Dim. l x p x h (mm)	360 x 216 x 320				360 x 216 x 95				
Poids net (kg)	4,5				3,1				
Référence	**150420**	**150421**	**150422**	**150423**	**150424**	**150425**	**150426**	**150427**	**150428**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires pour balances de laboratoire Sartorius

Référence	**Désignation**	**Compatibilité**				**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
		Entris II®	**Practum®**	**Quintix®**	**Secura®**		
150401	Imprimante de laboratoire thermique YDP40	x	x	x	x	1	**NC -**
150402	Papier pour imprimante YDP40 rouleau 24 m	x	x	x	x	5	**NC -**
149993	Imprimante de laboratoire YDP30	x		x	x	1	**NC -**
150993	Papier pour imprimante YDP30 rouleau 90 m	x		x	x	1	**NC -**
845134	Papier autocollant pour imprimant YDP30 rouleau 90 m					1	**NC -**
146858	Imprimante de laboratoire YDP20	x				1	**NC -**
147006	Papier pour imprimante YDP20 rouleau 40 m	x				5	**NC -**
147005	Ruban encreur pour imprimante YDP20	x				1	**NC -**
150403	Cable mini-USB / USB-A		x	x	x	1	**NC -**
150404	Cable mini-USB / RS232 (9 broches)		x	x	x	1	**NC -**
845168	Cable USB-C / USB-A (vers PC)	x				1	**NC -**
845150	Cable USB-C / USB-B (vers imprimante)	x				1	**NC -**
146860	Câble USB 1,8 m			x		1	**NC -**

