Malaxeur MiniMix CC



Malaxeur de laboratoire pour les petits échantillons de 5 à 80 ml.
Précis, compact et équipé d'un écran digital multifonction et du système Click and Clean® pour un nettoyage intégral des pales et de la chambre de malaxage.

Référence	Désignation	CHF
150319	Malaxeur MiniMix CC avec fenêtre	NC -
140822	Malaxeur MiniMix CC fermé	NC -

Broyeur BagMixer 400P / 400W et 400CC



- **Volume optimal : 50 - 400 ml**
- **Vitesse fixe : 8 coups / seconde (BagMixer 400P et 400 W)**
- **Vitesse variable : 4, 6 , 8 , 10 coups / seconde**
- **Durée réglable : 30 - 210 s ou infini (BagMixer 400P et 400 W)**
- **Durée réglable : 1 s - 1 heure ou infini / compte à rebours**
- **Pales déclipsables : système Click & Clean (BagMixer 400 CC)**
- **Ouverture de la porte 270°**
- **Système anti-fuite Q-Tight**
- **Porte vitrée ou inox**

Référence	Désignation	CHF
140820	Broyeur BagMixer 400P porte inox	NC -
140821	Broyeur BagMixer 400W porte vitrée	NC -
150327	Broyeur BagMixer 400CC porte vitrée	NC -

Malaxeurs BagMixer S et SW



- **Malaxage de tous types d'échantillons**
- **Pour sac stomacher de 80 à 400 ml**
- **Nettoyage facilité grâce aux systèmes de pale Click & Clean**
- **Bac de sécurité intégré**
- **Silencieux : Seulement 48 db**
- **Temps de malaxage réglable de 1 seconde à 59 minutes**
- **Vitesse de malaxage réglable : 4/6/8/10 coups / secondes**
- **Dimensions/poids : 29 x 45 x 37 cm / 26 kg**

Référence	Désignation	CHF
150350	Broyeur BAGMIXER 400 SW avec porte inox vitrée	NC -
150351	Broyeur BAGMIXER 400 S avec porte inox	NC -

Broyeur homogénéisateur Stomacher® 400





Broyeur à double action de malaxage et d'agitation pour l'homogénéisation des échantillons directement dans des sachets stériles. Le fond rond des sachets, combinée à la forme de ses pales circulaires assurent une récupération optimale des cellules et organismes contenus dans les échantillons à traiter.

- **Affichage digital de la vitesse et du temps**
- **3 programmations possibles de la vitesse et du temps pour répétabilité**
- **De 80 ml à 400 ml**

Référence	Désignation	CHF
3193153	Stomacher® 400 Circulator	NC -



Rack 1 place



Rack 10 places

Racks et accessoires pour Stomacher® 400

Référence	Désignation	CHF
3193178	Rack 1 place	NC -
3193179	Rack 10 places	NC -
3193181	Dispositif d'ouverture de sac	NC -
3193183	Clip pour fermeture de sachet (les 200)	NC -

Sachets stériles pour Stomacher® 400

- **Stériles à fond rond pour Stomacher® 400 uniquement**
- **Récupération optimale de l'échantillon**
- **Stériles à filtre pour une récupération facilitée de l'échantillon sans formation de bouchons**

Réf.	Désignation	Dim. sachets (mm)	Volume échantillons (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
3193168	Sachet standard	177 x 305	80 - 400	10 lots de 50 (500)	NC -
3193171	Sachet stérile à fermeture	177 x 305	80 - 400	10 lots de 25 (250)	NC -
3193172	Sachet stérile à filtre	177 x 305	80 - 400	10 lots de 20 (200)	NC -