# Sachets pour broyeur microbiologique type Stomacher

## Barrettes de fermeture pour sachets Stomacher

Permettent de fermer par pincement tous les types de sachets.

| Réf. | Désignation | Pour sachets (ml) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 140827 | Barrette de fermeture longueur 189 mm | 400 | 50 | NC - |
| 150332 | Barrettes de fermeture | 80 et 100 | 50 | NC - |
| 150312 | Barrettes de fermeture | 3500 | 50 | NC - |
| 688238 | Barrettes de fermeture longueur 230 mm | Stomacher 400 | 1000 | NC - |
| 688238A | Barrettes de fermeture longueur 230 mm | Stomacher 400 | 200 | NC - |

## Sachets stériles sans filtre

Pour la préparation, le transport et le stockage d'échantillons. Congélation possible jusqu'à -80 °C.

| Réf. | Volume (ml) | Dimensions (mm) | Unité d'emb. | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 140800 | 80 | 105 x 105 | 25 | 1500 | NC - |
| 150308 | 100 | 110 x 200 | 25 | 500 | NC - |
| 855133* | 400 | 180 x 300 | 50 | 500 | NC - |
| 633300 | 400 | 185 x 295 | 25 | 500 | NC - |
| 150309B | 400 | 175 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 150399 | 400 | 175 x 300 | 50 | 500 | NC - |
| 150345 | 400 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 140801 | 400 | 300 x 180 | 25 | 500 | NC - |
| 140808 | 400 | 300 x 180 | 50 | 500 | NC - |
| 633301 | 2000 | 250 x 380 | 25 | 500 | NC - |
| 150374 | 2000 | 250 x 380 | 25 | 500 | NC - |
| 633302 | 3500 | 370 x 570 | 10 | 250 | NC - |
| 140803 | 3500 | 510 x 380 | 25 | 500 | NC - |
| 150310B | 3750 | 380 x 560 | 25 | 250 | NC - |


* ClearLine®

## Sachets avec filtre latéral

| Référence | Vol. (ml) | Porosité filtre non tissé (µm) | Dim. (mm) | Unité d'emb. | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633300 | 400 | 65 | 185 x 295 | 25 | 500 | NC - |
| 080971 | 400 | - | 190 x 300 | 50 | 1500 | NC - |
| 688319 | 400 | - | 190 x 300 | 25 | 1500 | NC - |
| 633302 | 3500 | 65 | 370 x 570 | 10 | 250 | NC - |

## Sachets avec filtre latéral BagFilter®

| Réf. | Bag Filter® Type | Application | Vol. (ml) | Porosité filtre non tissé (µm) | Dim. (mm) | Unité d'emb. | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140807 | S | Versement | 400 | < 250 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 140802 | P | Pipetage | 400 | < 250 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 150391 | Pull Up | Petits vol. / PCR | 400 | < 50 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 150375 | P | Pipetage | 2000 | < 250 | 250 x 380 | 25 | 400 | NC - |
| 140804 | P | Pipetage | 3500 | < 250 | 380 x 600 | 10 | 100 | NC - |



## Sachets stériles pleine page BagPage®

Grande surface de filtration particulièrement adaptée à la préparation d'échantillons épais.
Modèle BagPage Plus : soudure sur la partie haute du sachet pour faciliter le repérage du compartiment pour le prélèvement.
Modèle BagPage R : filtre est en matériau non tissé.

| Réf. | BagPage® | Volume (ml) | Dimensions (mm) | Unité d'emb. | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140810 | Pleine surface | 100 | 100 x 150 | 25 | 500 | NC - |
| 140811 | Plus, pleine surface | 400 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 150311 | R, pleine surface | 400 | 190 x 300 | 25 | 500 | NC - |
| 150348 | Pleine page | 400 | 180 x 300 | 50 | 200 | NC - |
| 688318 | Pleine page | 400 | 190 x 300 | 25 | 1500 | NC - |
| 999745 | Pleine page | 400 | 190 x 300 | 50 | 1500 | NC - |
| 150376 | Plus, pleine surface | 2000 | 250 x 380 | 25 | 250 | NC - |
| 140812 | Plus, pleine surface | 3500 | 380 x 510 | 10 | 100 | NC - |

## Sachets avec filtre latéral BagFilter® Roll



| | | | |
|---|---|---|---|
| Sticker fermeture | • | | • |
| Sticker accès pipetage rapide | • | • | |
| Filtre | Latéral non tissé | | |
| Porosité filtre | ‹ 250 µm | | |
| Volume (ml) | 400 | | |
| Dimensions sac (mm) | 190 x 230 | | |
| Unité d'emballage | 25 | | |
| Unités / carton | 250 | | |
| **Référence** | **112048** | **112049** | **112050** |
| CHF | NC - | NC - | NC - |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com