Burette de distribution SI Analytics Titronic 300

NOUVEAU



- **Burette motorisé**
- **Outil idéal pour la titration manuelle et la distribution**
- **Commande par souris**
- **Affichage des courbes en temps réel**
- **Burette de 20 ou 50 ml en verre borosilicaté**

Interface	1 USB - A et USB - B et 2 x RS-232-C
Volume affichage	000,000 .... 9999,999 ml
Résolution de l'affichage	0,005 - 0,025 ml
Vitesse de distribution	max 100 ml/min (avec unité 50 ml)
Vitesse de remplissage	minimum 30 s à 999 s ajustable
Unité de distribution	20 ml ou 50 ml interchangeable
Résolution burette	8000

Référence	Désignation	CHF
780642	Burette Titronic 300 sans agitateur magnétique avec unité interchangeable 20 ml	**NC -**
174037	Burette Titronic 300 sans agitateur magnétique avec unité interchangeable 50 ml	**NC -**
799837	Burette Titronic 300 avec agitateur magnétique avec unité interchangeable 20 ml	**NC -**
174027	Burette Titronic 300 avec agitateur magnétique avec unité interchangeable 50 ml	**NC -**

Burette Titronic 500



- **Burette interchangeable de 5, 10, 20 et 50 ml**
- **Connection possible à une imprimante et/ou balance analytique**
- **Possibilité de titration manuelle et de dosage précis**

Ecran	9 cm couleur; 320 x 240 pixels
Interface	2 x USB 1 x mini-USB 2 x RS232
Pas de burette	10000
Nombre de méthodes	15
Précision	0,15 %
Dimensions l x h x p (mm)	153 x 450 x 296
Poids	3,5 kg
Référence (Titronic avec burette 20 ml)	**780443**
CHF	**NC -**

Burette digitale Titrette® de Brand



- **Aussi précise qu'une burette en verre de classe A avec un affichage numérique en plus**
- **Titration au goutte à goutte par action des molettes**
- **Valve de recirculation pour éviter les bulles et renvoyer le liquide dans le flacon**
- **Fourni avec 3 adaptateurs en PP pour s'adapter aux flacons à col GL45/32, GL45/S40, GL32/NS29/32**
- **Fonctionnement autonome avec 2 piles LR03 fournies**
- **Tube d'aspiration de 170-330 mm**

Référence	Volume (ml)	Précision	Résolution (ml)	CHF
781607	10	0,10 %	0,001	**NC -**
781608	25	0,07 %	0,01	**NC -**
674334	50	0,06 %	0,01	**NC -**

Modèle avec interface RS232 : nous consulter

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit