Chauffe-ballons

- **Affichage digital de la température**
- **Chauffent jusqu'à 450 °C**
- **En acier**
- **Isolation en silice moulée**
- **Elément chauffant recouvert de fibre de verre**

Modèle ES (446776B) :
- équipé d'un agitateur magnétique intégré
- vitesse d'agitation : 100 - 1000 rpm



Réf.	Désignation	CHF
Chauffe-ballons sans agitateur		
446774B	Chauffe-ballons 0-450 °C, 250 ml - 150 W	**NC -**
446775B	Chauffe-ballons 0-450°C, 500 ml - 260 W	**NC -**
446777B	Chauffe-ballons 0-450°C, 1000 ml - 350 W	**NC -**
Chauffe-ballons avec agitateur		
446776B	Chauffe-ballons avec agitateur 0-450 °C, 250 ml	**NC -**

Chauffe-ballons semi rigides série MM

- **Boitier en acier, peinture epoxy**
- **Isolation thermique avec de la fibre de céramique**
- **Thermorégulation**
- **Avec touche ON/OFF**
- **230V – 50-60Hz**
- **Classe sécurité 0**
- **IP 30**



Diamètre flacons (mm)	64	85	105	131	166
Capacité flacons (ml)	100	250	500	1000	2000
Température °C	350	350	350	350	450
Précision °C	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Capacité de chauffe (W)	130	180	250	450	600
Dimensions (øxh en mm)	185 x 145	185 x 145	205 x 150	245 x 175	310 x 210
Poids (kg)	1,5	1,5	1,8	2,4	5
Référence	**396000**	**396001**	**396002**	**396003**	**396004**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Spotflam

- **Stylo-flamme**
- **Température de la flamme : 1 750 °C**
- **Température de chauffe ajustable avec une seule main**
- **Autonomie supérieur à 5 h**
- **Fournie avec cartouche C360 (référence 060311)**
- **Livré avec une pointe fer à souder**



Référence	Désignation	CHF
071129	Spotflam	**84,NC -**
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	**NC -**

Lampe à alcool sécurisée

- **Bobèche vissée**
- **Volume d'alcool : 100 ml**
- **Largeur flacon : 7,5 cm**
- **Hauteur totale avec bouchon : 9,5 cm**
- **Livrée complète avec mèche, bobèche, capuchon, flacon**



Référence	Désignation	CHF
068811	Lampe à alcool complète	**NC -**
068812	Mèche de rechange	**NC -**

Allume gaz Piezo



Allume-gaz electronique Piezo automatique.

Référence	Désignation	CHF
424158	Allume gaz Piezo	**NC -**

Allumettes



Pratiques, en boîte de 240.

Référence	Désignation	CHF les 3 x 240
006791	Boîte d'allumettes	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com