FlameBoy



Le FlameBoy est un pistolet de flambage avec allumage piézo-électrique. Il est décliné en deux versions, l'une pouvant être raccordée à une alimentation centrale en gaz, l'autre utilisant des cartouches de gaz afin de pouvoir être utilisée de façon autonome. Le FlameBoy est particulièrement bien adapté à la stérilisation sur site.

Référence	Désignation	CHF
060400	FlameBoy avec raccord filité	NC -
060401	FlameBoy avec adaptateur pour cartouche à gaz	NC -

Accessoires pour FlameBoy

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
060410	Adaptateur pour la connexion des cartouches de gaz pour une utilisation indépendante	1	NC -
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360	6	NC -

Labogaz

Brûleur : 071109



060415 et 071135



Brûleur d'appoint portable et autonome sur cartouche de gaz butane. Aucune installation nécessaire.

- **Autonomie : 3 h 30 minimum**
- **Réglage du débit**
- **ø x h (mm) : 90 x 200 (cartouche 130 mm + brûleur 70 mm)**

Labogaz 470

Se visse directement à l'aide d'une bague sur une cartouche CV 300 Plus (240 g) ou CV 470 (450 g).

Référence	Désignation	CHF
071109	Brûleur Labogaz 470 (sans cartouche)	NC -
060415	Cartouche butane à valve CV 470 Plus (450 g)	NC -
071135	Cartouche butane à valve CV 300 Plus (240 g)	NC -

Becs bunsen



Becs teclu

- **Régulation d'air**
- **Flamme pilote**
- **Max. 1300 °C**

Réf.	Désignation	Type de gaz	CHF
076476	Bec teclu 1,53 KW	Naturel	NC -
076477	Bec teclu 2,32 KW	Propane	NC -



Becs teclu avec robinet à pointeau

- **Régulation d'air**
- **Flamme pilote**
- **Max. 1300 °C**

Réf.	Désignation	Type de gaz	CHF
076485	Bec teclu 1,53 KW	Naturel	NC -
076486	Bec teclu 2,36 KW	Propane	NC -



Becs bunsen

- **Régulation d'air**
- **Max. 1300 °C**

Réf.	Désignation	Type de gaz	CHF
076472	Bec busen 1,53 KW	Naturel	NC -
076473	Bec busen 2,36 KW	Propane	NC -



Becs bunsen avec robinet à pointeau

- **Régulation d'air**
- **Flamme pilote**
- **Max. 1300 °C**

Réf.	Désignation	Type de gaz	CHF
076482	Bec busen 1,53 KW	Naturel	NC -
076483	Bec busen 2,36 KW	Propane	NC -



424015 424014

Becs Meker

- **Régulation d'air**
- **Valve de réglage (sous le socle pour la version multigaz)**
- **Tube Ø : 28 mm**
- **Tête Ø : 32 mm**
- **Poids : 390 g**

Réf.	Désignation	CHF
424014	Bec Meker pour gaz naturel	NC -
424015	Bec Meker multigaz	NC -



Micro bec avec robinet à pointeau

- **Régulation d'air**
- **Max. 1000 °C**

Réf.	Désignation	Type de gaz	CHF
076480	Micro bec	Naturel	NC -
076481	Micro bec	Propane	NC -