Microcentrifugeuse capacité 8 microtubes





- **Livrée avec deux rotors**
- **Ultra performante, ultra silencieuse**
- **Robuste et facile d'emploi**

Bouton de sélection de vitesse situé à l'arrière de l'appareil.

Capacité max.	8 microtubes de 1,5/2ml ou 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml
Vitesse (rpm)	3 vitesses : 4000, 7000 ou 10 000
Accélération RCF (g)	900, 2910 ou 5610 avec le rotor à microtubes
Nombre de rotors	2 rotors inclus
L x P x H (mm)	155 x 175 x 125
Alimentation	AC 85-240V
Référence	**141097**
CHF	**NC -**

Microcentrifugeuse individuelle

Pour des centrifugations courtes et pour la microfiltration.

- **Commutateur on/off**
- **Couvercle longue durée**



Livrée avec :
- rotor pour microtubes 1,5/2 ml,
- rotor pour barrettes de 8 microtubes PCR de 0,2 ml,
- adaptateurs pour tubes 0,2 ml, et adaptateurs pour tubes 0,5 ml.

Capacité maximale	8 microtubes 1,5/2 ml ou 4 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml
Nombres de rotors	2 rotors inclus
Vitesse (rpm)	6500
Accélération RCF (g)	2000
Dim. l x L x h (mm)	145 x 160 x 132
Poids (kg)	1,12
Référence	**531003**
CHF	**NC -**

Microcentrifugeuse Prism Mini



- **Microcentrifugeuse de paillasse pour microtubes de 1,5/2 ml et barettes de PCR**
- **Système start/stop par ouverture/fermeture du capot**

Capacité	8 tubes 1,5/2 ml ou 4 barrettes PCR (rotors inclus)
Vitesse	6000 rpm
Accélération	2000 g
Dimensions (cm)	13,2 x 13,2 x 11,2
Poids (kg)	0,55
Puissance	120V ou 230V, 50/60Hz
Référence	**096647**
CHF	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF
096814	Rotor de remplacement pour 4 barrettes de 8 microtubes	**NC -**

Microcentrifugeuse ClearLine® pour microtubes



Microcentrifugeuse d'appoint pour microtubes 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml (à placer dans les microtubes 1,5 ml) ou 0,2 ml.
Livrée avec 2 rotors : un rotor pour 6 microtubes 1,5 / 2 ml et un rotor pour 2 barrettes de 8 micotubes PCR 0,2 ml.

- **Interrupteur Arrêt-Marche**
- **Silencieux stable**
- **Couvercle translucide verrouillable**
- **Rotor à angle fixe**

Capacité maximale	6 microtubes de 1,5 ml ou 2 barrettes de 8 microtubes
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Minuterie	non
Nombre de rotors	1 rotor pour 6 microtubes et 1 rotor pour 2 barrettes inclus
Référence	**037997**
CHF	**NC -**