Microcentrifugeuse ClearLine® pour plaques PCR



Avant et après centrifugation



Pendant la centrifugation



- **Conception unique avec rotor libre, évitant les projections**
- **Taille réduite**
- **Accepte tous types de plaques PCR, microplaques, ainsi que les plaques Deepwell (avec rotor en option)**
- **Garantie : 5 ans**

Vitesse (rpm)	2100
Accélération RCF (g)	400
Capacité	2 plaques PCR * ou 2 microplaques ou 192 tubes PCR 0,2 ml ou 24 barettes de 8 tubes
Décélération (s)	7
Dimensions (l x L x h) (mm)	230 x 260 x 197
Poids (kg)	4
Puissance	230 V, 50 Hz
Référence	**062583CL**
CHF	**NC -**

* Capacité maximale 4 plaques en empilage (avec rotor deepwell en option)

Adaptateur et rotor

Référence	Désignation	CHF
062584	Adaptateur pour tubes PCR 0,2 ml (les 2)	**NC -**
062585	Rotor pour plaques Deepwell (hauteur max. 35 mm)	**NC -**

Microcentrifugeuses 6K, D1008 ou 10K



- **Utilisation simple : démarrage et extinction automatique à la fermeture/ouverture du couvercle**
- **3 rotors différents :**
  - standard : 8 microtubes 1,5/2 ml
  - PCR : 2 barrettes de 8 tubes 0,2 ml (ou 16 tubes individuels)
  - lamelle
- **Tous les modèles sont livrés avec le rotor standard et les adaptateurs pour microtubes 0,5 et 0,2 ml**

Modèle	Mini-6K	D1008	Mini-10k
Compatibilité rotors	Standard, PCR et lamelle	Standard et PCR	Standard
Vitesse (rpm)	6000	7000	10000
Accélération RCF (g)	2000	2680	5000
Dim. ext. L x p x h (mm)	175 x 148 x 118		
Coloris bleu	**531500**	**531501B**	-
Coloris vert	-	**861056B**	-
Coloris rouge	-	-	**531502**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires pour Mini-6K

Réf.	Désignation	CHF
531505	Clé de montage de type Allen	**NC -**
531503	Rotor PCR pour 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml	**NC -**
531504	Rotor pour lames	**NC -**

Accessoires pour D1008

Réf.	Désignation	CHF
861059	Rotor pour 8 tubes 1,5/2 ml	**NC -**
861060	Rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml	**NC -**
861061	Adaptateurs pour tubes 0,2 ml (les 8)	**NC -**
861062	Adaptateurs pour tubes 0,5 ml (les 8)	**NC -**

Centrifugeur MyFuge avec couvercle de couleur



Pour différencier les postes de travail ou les manips !

- **Centrifugeur de paillasse livré avec deux rotors :**
  - rotor pour 8 microtubes de 1,5 ou 2 ml
  - rotor pour 2 barrettes de microtubes 0,2ml PCR ou 16 microtubes 0,2ml PCR
- **Avec adaptateurs pour microtubes de 0,5 ml**
- **Compartiment de stockage pour le rotor à barrettes et les adaptateurs pour microtubes**
- **Vitesse 6000 rpm** **2000 g**

Capacité maximale	8 microtubes de 1,5/2ml ou 16 microtubes PCR de 0,2 ml
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Nombre de rotors	2 inclus
L x p x h (mm)	114 x 149 x 114
Puissance	100 à 240 V, 50-60 Hz

Référence	Désignation	CHF
062500	Centrifugeur MyFuge couvercle transparent	**NC -**
062501	Centrifugeur MyFuge couvercle bleu	**NC -**
062502	Centrifugeur MyFuge couvercle violet	**NC -**
062503	Centrifugeur MyFuge couvercle vert	**NC -**
062504	Centrifugeur MyFuge couvercle rouge	**NC -**