Microcentifugeuses pour plaques, barrettes et tubes

- **Permet de concentrer gouttelettes et condensation au fond du tube**
- **Pour plaques standard jupées ou non jupées**
- **Le modèle MPC-P25 permet aussi de centrifuger les barrettes de 8 x 0,2 ml et tubes de 0,2 ml (adaptateurs fournis)**
- **A utiliser avant et après l'amplification par PCR**

Modèle	Mini-P25	MPC-P25
Capacité	2 plaques PCR	2 plaques PCR, 2 plaques Elisa, 2 x 12 barrettes 8 x 0,2ml ou 2 x 96 tubes 0,2 ml
Vitesse max. (rpm)	2500	2200
Force centrifuge max (g)	500	480
Minuterie	-	0 - 10 min
Dim. (l x p x h) (mm)	190 x 220 x 186	290 x 360 x 140
Poids (kg)	2,1	3,6
Alimentation	220 V, 50/60 Hz	
Référence	**531508**	**531509**
CHF	**NC -**	**NC -**



Mini-P25



MPC-P25

Microcentrifugeuse Corning LSE

- **Compacte**
- **Robuste**



Capacité	8 microtubes de 1,5 ou 2 ml et 4 barettes PCR
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Dimensions (l x p x h) (mm)	174 x 148 x 122
Référence	**006770**
CHF	**NC -**

Centrifugeuse MC-24 Touch

- **Pour centifuger 24 microtubes ou 2 barrettes PCR**
- **Ecran tactile**
- **Conception limitant l'échauffement des tubes**
- **Nombre de programmes (vitesse et temps) : 9**
- **Idéale pour chambres froides**



Vitesse (rpm)	1000 à 13500 (16800 g)
Capacité	24 microtubes de 1,5/2,0 ml ou 2 barrettes PCR
Incréments	100 rpm / 100 rcf
Minuterie	1 à 99 min ou continue
Dimensions l x p x h (mm)	230 x 305 x 197
Poids (kg)	6,4
Référence	**062806**
CHF	**NC -**

Microcentrifugeuses CM-50 et CM-50M

- **Large écran couleur avec interface claire et intuitive**
- **5 niveaux de freinage du rotor**
- **Couvercle à verrouillage sécurisé**
- **Moteur digital garantissant un bruit faible, une faible émanation de chaleur et une manipulation douce**
- **Rotors à commander séparément**
- **CM-50M :**
  - fonction mélangeur
  - 3 options de rotor avec reconnaissance automatique
  - programmable avec 9 étapes de centrifugation/mélange

Modèle	CM-50	CM-50M
Vitesse de centrifugation (rpm)	1000 - 15000	
Accélération maximale (g)	15300	
Minuteur	1 sec à 99 min	
Nombre de modes de mélange	-	12
Dimensions (l x L x h) (mm)	200 x 180 x 145	
Poids (kg)	3,1	
Référence	**065530**	**065531**
CHF	**NC -**	**NC -**



CM-50



CM-50M

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
065532	Rotor pour 12 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
065533	Rotor mélangeur pour 12 microtubes 1,5/2 ml *	**NC -**
065534	Rotor pour 2 barrettes de tubes 0,2 ml ou 16 tubes 0,2 ml *	**NC -**
065535	Adaptateur pour tubes 0,5 ml (les 12)	**NC -**
065536	Adaptateur pour tubes 0,2 ml (les 12)	**NC -**

* Pour centrifugeuse CM-50M uniquement

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com