Centrifugeuses à fonction vortex Combi-Spin et Multi-Spin

Livrées avec un rotor pour 12 tubes 1,5/2 ml, et un rotor pour 12 tubes 0,5 ml et 12 tubes 0,2 ml

Combi-Spin

- **Vortex utilisable pendant la centrifugation, grâce à la tête d'agitation sortant du couvercle**

Multi-Spin

- **Pour l'agitation simultanée de multiples tubes**
- **Alternance entre phase d'agitation et de centrifugation, jusqu'à 999 cycles**





Modèle	Combi-Spin	Multi-Spin
Vitesse (rpm)	2800	1000 à 6000
Accélération RCF (g)	700	2350
Minuterie centrifugeuse	-	1 sec à 30 min
Minuterie vortex	-	1 à 20 sec
Affichage	-	Digital
Contrôle	Boutons rotatifs	Tactile
Touche pulse	Oui	-
Température admissible	4 à 40 °C	
Dimensions (l x p x h) (mm)	193 x 235 x 125	
Poids (kg)	1,7	2,5
Référence (avec rotor)	**144218B**	**144782B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Rotors

Référence	Désignation	CHF
144220B	Rotor pour 8 tubes 1,5 ml ou 8 tubes 0,5 ml	**NC -**
144221B	Rotor pour 6 tubes 1,5 ml, 6 tubes 0,5 ml ou 6 tubes 0,2 ml	**NC -**
144222B	Rotor pour 2 barrettes de tubes 0,2 ml	**NC -**
144819	Rotor pour 32 tubes 0,2 ml ou 4 barrettes	**NC -**

Microcentrifugeuse à haute vitesse MC-12

Capacité	12 microtubes 1,5 ou 2 ml
Vitesse (rpm)	15500
Accélération RCF (g)	16100
Temps d'accélération	10 s
Temps de décélération	12 s
Minuteur	20 s - 99 min
Dimensions l x p x h (mm)	270 x 220 x 150
Poids (kg)	4,8
Alimentation	100-240V ; 50-60Hz ; 300W
Référence	**062613**
CHF	**NC -**



Adaptateurs

Référence	Pour	Unités/ boîte	CHF/ boîte
060974	Microtubes 0,5 ml	6	**NC -**
060975	Microtubes 0,2 ml	6	**NC -**

Microcentrifugeuses pour tubes 15 ml

- **Pour centrifuger jusqu'à 8 tubes de 5 à 15 ml**
- **Affichage digital avec conversion automatique rpm/rcf**
- **Verrouillage du couvercle**
- **Conception limitant l'échauffement des tubes**
- **Existent en 2 versions selon la vitesse maximale de centrifugation (3500 ou 5000 rpm (1500 ou 3070 g))**
- **Adaptateurs pour microtubes de 5 ml et adaptateurs pour tubes de culture et tubes à prélèvement sanguin 5 et 7 ml disponibles en options**



Modèle	LC-8	LC-8 Plus
Vitesse (rpm)	400 - 3500 (1500 g)	400 - 5000 (3070 g)
Capacité	8 x 15 ml	
Accélération / décélération	9 sec / 25 sec	19 sec / 39 sec
Incréments	100 rpm	
Minuterie	20 secondes à 99 minutes	
Fonction pulse	Oui	
Dimensions (cm) (l x p x h)	29,5 x 36,5 x 21	
Poids (kg)	6,8	
Référence	**062759**	**062760**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
062761	Adaptateurs pour tubes à prélèvement sanguin 5 et 7 ml et tube de culture (tubes 12 - 13 mm de 2, 5 ou 7 ml)	8	**NC -**
062626	Adaptateurs pour microtube 5 ml	4	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com