Microcentrifugeuses 5420 Eppendorf

Pour les applications de routine en biologie moléculaire, purification d'ADN ou ARN, extraction d'ADN et réaction PCR.

- **Compactes, ventilées**
- **Fermeture ergonomique du couvercle "Soft-Touch"**
- **Ouverture automatique du couvercle en fin de cycle**
- **Livrées au choix avec ou sans rotor**
- **Rotor pour 32 tubes 0,2 ml en option**



Accélération	21300 x g
Vitesse Max	15 060 rpm
Temps d'accélération	15 s
Temps de décélération	15 s
Ventilée	Oui
Minuterie	De 10 s à 9:59 h, en fonctionnement continu
Niveau sonore	56 db(A)
Dimensions l x p x h (cm)	24 x 35 x 22
Poids	13 kg
Alimentation	230 V, 50 – 60 Hz

	GLP
5420 avec rotor 24 x 2	**934345**
CHF	**NC -**
5420 sans rotor	**934347**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
934349	Rotor F-32 x 0,2 - PCR	**NC -**

Centrifugeuses Eppendorf 5425 et 5425R

- **Centrifugeuses parfaites pour toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des tubes PCR de 0,2 à 5 ml**
- **6 rotors disponibles**
- **Un rotor pour tubes 10 x 5 ml**
- **Couvercles Eppendorf QuickLock® anti-aérosols pour une manipulation simple et sûre**
- **3 programmes**
- **Livrées avec ou sans le rotor standard**
- **Très silencieuses, même sans couvercle de rotor**
- **Compactes, ergonomiques et très conviviales**
- **Fonctions «Short spin»**
- **Pour le modèle 5425R uniquement :**
  - Fonctions «Fast temp» pour atteindre en moins de 8 min la température de consigne
  - Maintien du 4°C garanti à vitesse maximale
- **GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)**



Modèle	5425		5425R	
Volume de tube maximal	5 ml		5 ml	
Accélération RCF (x g)	21300		21300	
Température	-10 °C à +40 °C			
Nombre de rotors au choix	6			
Affichage	Digital, grand écran LCD bien éclairé			
L x p x h (mm)	240 x 390 x 240		290 x 480 x 260	
Poids (kg)	15,6		21	
Type de clavier	Boutons rotatifs	Clavier	Boutons rotatifs	Clavier
Centrifugeuse GLP sans rotor	**934178**	**934174**	**934550**	**934546**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Centrifugeuse GLP avec rotor FA-24x2	**934176**	**934172**	**934548**	**934544**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires pour centrifugeuse 5425

Référence	Désignation	CHF
934179	Rotor anti-aérosols FA-24x2 pour 24 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
934180	Rotor anti-aérosols avec revetement PTFE FA-24x2 pour 24 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**
934181	Rotor FA-10x5 pour 10 tubes de 5 ml avec couvercle anti-aérosols	**NC -**
934182	Rotor FA-18x2-Kit pour 18 microtubes de 1,5/2 ml ou colonnes avec couvercle	**NC -**
934183	Rotor F-32x0,2-PCR pour 32 tubes PCR de 0,2 ml ou 4 barrettes PCR avec couvercle	**NC -**
934184	Rotor S-96x0,2-PCR pour 96 tubes PCR de 0,2 ml ou 12 barrettes PCR	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com