Rotor angulaire FA-45-20-17 pour 20 tubes Eppendorf 5 ml pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R

- RCF max : 20 913 x g (13 1000 rpm)
- Couvercle anti-aérosols Quick Lock, à fermeture rapide
- Adaptateurs spécifiques pour utilisation d'autres types de tubes
- Mise à jour logiciel à faire

Référence	Désignation	CHF
035786	Rotor FA-45-20-17 pour 20 Eppendorf 5 ml	NC -



Adaptateurs

Référence	Type de tube	Dim. tube	Ø adaptateur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
035788	Microtube	1,5 à 2 ml	-	4	NC -
035789	Cryotubes	13 mm	-	4	NC -
035790	Vials HPLC	12 x 32 mm	-	4	NC -

Rotor angulaire anti-aérosols FA-45-6-30 pour 6 tubes 15/50 ml pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R

Réf.	Désignation	CHF
035689	Rotor FA-45-6-30, avec couvercle anti-aérosols	NC -

- Pour 6 tubes Falcon® de 15/50 ml ou autres tubes jusqu'à 50 ml
- Couvercle anti-aérosols QuickLock™ à fermeture rapide
- RCF max. : 16 639 g (11 000 tr/min)
- Avec la centrifugeuse 5810R : RCF max. 20 130 g (12 100 tr/min)
- Les tubes sont inclinés à 45° pour culots compacts au fond du tube sans laisser de traînées sur la paroi
- Design allégé pour faciliter la manipulation (3,2 kg, couvercle compris)



Adaptateurs pour tubes divers

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
035772	2,6 - 5	13	1/6	2	NC -
035771	8 - 14	13	1/6	2	NC -
035774	5,5 - 10	16	1/6	2	NC -
035773	7,5 - 12	16	1/6	2	NC -
933022	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	NC -
035775	7 - 17	17,5	1/6	2	NC -
035690	15 (type Falcon)	17	1/6	2	NC -
035696	15 - 18	18	1/6	2	NC -
035697	20 - 30	26	1/6	2	NC -
035698	35	29	1/6	2	NC -

Rotor angulaire F-35-48-17 pour tubes 15 ml type Falcon pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R

- RCF max : 5050 g (5500 rpm)
- Mise à jour logiciel à faire

Référence	Désignation	CHF
035791	Rotor F-35-48-17 pour 24 tubes 15 ml	NC -
035792	Rotor F-35-48-17 pour 48 tubes 15 ml	NC -



Rotor angulaire 6 x 85 ml F34-6-38 - pour centrifugeuses 5804/R et 5810/R

- RCF max : 15 500 x g (11 000 rpm)
- Avec la 5810R , RCF max : 18 500 xg (12 000 rpm)

Référence	Désignation	CHF
033245	Rotor 6 x 85 ml avec couvercle	NC -



Adaptateurs pour tubes divers

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
033246	1,5 - 2	11	4/24	2	NC -
933059	2,6 - 5	13	3/18	2	NC -
933060	4 - 8	13	3/18	2	NC -
033247	4 - 10	16	2/12	2	NC -
933021	5 (Eppendorf)	17	1/6	2	NC -
033251	15 (type Falcon)	17	1/6	2	NC -
033248	15 - 18	18	1/6	2	NC -
033249	20 - 30	26	1/6	2	NC -
033250	50 (type Nalgene)	31	1/6	2	NC -
033252	50 (type Falcon)	31	1/6	2	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com