Rotor libre 4 x 100 ml A-4-44 pour tubes et flacons – pour centrifugeuses 5804 et 5804R

Référence	Désignation	CHF
033228	Rotor libre A-4-44, avec 4 nacelles rectangulaires de 100 ml	NC -
033229	Capuchons anti-aérosols pour nacelle rectangulaire 100 ml (les 2)	NC -
033244	Nacelles spéciales pour rotor A-4-44 pour 2 tubes type Falcon 50 ml (les 4)	NC -
033980	Rotor libre A-4-44, avec 4 nacelles pour 2 tubes type Falcon 50 ml	NC -
033714	Nacelles rectangulaires de 100 ml pour rotor A-4-44 (les 4)	NC -

Adaptateurs pour nacelle rectangulaire 100 ml

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
033230	1,5 - 2	11	12/48	2	NC -
033231	1,2 - 5	11	14/56	2	NC -
033232	1,8 - 7	13	9/36	2	NC -
033233	3 - 15	16	7/28	2	NC -
033235	15 (type Falcon) et 5 (Eppendorf)	17	4/16	2	NC -
033234*	15 (type Falcon)	17	2/8	2	NC -
033236	7 - 17	17,5	6/24	2	NC -
033237	7 - 18	20	4/16	2	NC -
033238	18 - 30	26	2/8	2	NC -
033239	30 - 50 et 50 jupé (type Falcon)	31	1/4	2	NC -
033242	50 (type Falcon)	31	1/4	2	NC -
033241*	50 (type Falcon)	31	1/4	2	NC -
033240	50 - 75	35	1/4	2	NC -
033243	80 - 120	45	1/4	2	NC -

* permet l'utilisation des capuchons anti-aérosols.

- **RCF max : 4 500 x g (5 000 rpm)**
- **Disponible en pack avec les centrifugeuses 5804 et 5804R**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**



Note : le rotor A-4-44 peut être équipé avec 4 nacelles 100 ml ou bien 4 nacelles pour tube Falcon 50 ml. Les centrifugations avec le rotor équipé des 2 types de nacelles ne sont pas autorisées.



Voir également : adaptateurs pour nacelles plaques ci-dessous

Rotor libre 4 x 250 ml A-4-62 pour tubes, flacons et plaques pour centrifugeuse 5810/R

- **RCF max : 3 220 x g (4 000 rpm) avec les nacelles rondes et 2 750 x g (4 000 rpm) avec les nacelles plaques**
- **Rotor avec 4 nacelles 250 ml disponible en pack avec les centrifugeuses 5810 et 5810R**
- **Capuchons anti aérosols disponibles pour les nacelles rectangulaires**

Référence	Désignation	CHF
033264	Rotor libre A-4-62, avec 4 nacelles rectangulaires de 250 ml	NC -
033265	Capuchons anti-aérosols pour nacelle rectangulaire 250 ml (les 2)	NC -
033280	Rotor libre A-4-62-MTP, avec 4 nacelles MTP pour plaques	NC -
033713	Nacelles rectangulaires de 250 mL de rechange (les 4)	NC -
033281	Nacelles MTP pour plaques pour rotor A-4-62 (les 4)	NC -

Note : le rotor A-4-62 peut être équipé avec 4 nacelles 100 ml ou bien 4 nacelles pour plaques. Les centrifugation avec le rotor équipé des 2 types de nacelles ne sont pas autorisées.

Adaptateurs pour nacelle rectangulaire 250 ml

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unité d'emb.	CHF
033267	1,5-2	11	16/64	2	NC -
033266	1,2 - 5	11	25/100	2	NC -
033268	1,8 - 7	13	15/60	2	NC -
033269	4 - 10	16	12/48	2	NC -
033271	7 - 17	17,5	12/48	2	NC -
033270	15 (type Falcon) et 5 (Eppendorf)	17	9/36	2	NC -
033272	7 - 18	20	8/32	2	NC -
033273	18 - 30	26	4/16	2	NC -
033274	30 - 50	31	4/16	2	NC -
033275	50 (type Falcon)	31	4/16	2	NC -
033277	50 (type Falcon)*	31	3/12	2	NC -
033276	50 - 75	35	2/8	2	NC -
033278	80 - 120	45	1/4	2	NC -
033279	175 - 225 (conique) / plat 180 - 250 (plat)	62	1/4	2	NC -

*** permet l'utilisation des capuchons anti-aérosols.**

Rotor anti-aérosol pour plaques A-2-DWP-AT

Référence	Désignation	CHF
035693	Rotor A-2-DWP-AT pour plaque deepwell avec couvercle	NC -



Adaptateurs pour nacelles plaques

Pour toutes les nacelles pour plaque des rotors libres Eppendorf (sauf restriction mentionnée) : A2-DWP, A-2-DWP-AT, S-4-104, A-4-81 et A-4-62

Référence	Type consommable	Ø tube (mm)	Nbr. par nacelle	Unité d'emb.	CHF
033885	Microtubes 0,5 ml*	8 mm	24	2	NC -
033886	Microtubes 1,5 -2 ml*	11 mm	24	2	NC -
033890	Lames portes-objet	13 mm	12	2	NC -
033889	Plaques PCR 96 puits	-	1	2	NC -
033888	Plaques PCR 384 p	-	1	2	NC -
033887	Flacon de culture cellulaire**	-	1	2	NC -

* Uniquement pour rotor S-4-104, A-4-81 avec nacelles plaques et A-2-DWP
** Uniquement pour rotor S-4-104, A-4-81 avec nacelles plaques

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com