Rotor libre 4 x 250 ml S-4-72 pour tubes et flacons – pour centrifugeuses 5804 et 5804R



- **RCF max : 3 234 x g (4 200 rpm)**
- **Disponible en pack avec les centrifugeuses 5804 et 5804R**
- **Mise à jour logiciel à faire**

Référence	Désignation	CHF
035759	Rotor libre S-4-72, avec 4 nacelles rondes de 250 ml	NC -

Adaptateurs pour nacelle ronde 250 ml

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
035769	1,5 - 2	11	26/104	2	NC -
035765	2,6 - 8	13	14/56	2	NC -
035766	5,5 - 12	16	13/52	2	NC -
035767	7 - 17	17,5	12/48	2	NC -
035768	5 (type Eppendorf)	17	8/32	2	NC -
035761	15 (type Falcon)	17	8/32	2	NC -
035762	50 (type Falcon)	31	4/16	2	NC -
035763	50 jupé (type Falcon)	31	2/8	2	NC -
035764	175 - 225 (conique) / plat 250 (plat)	62	1/4	2	NC -

Rotor libre 4 x 500 ml A-4-81 pour tubes, flacons et plaques - pour centrifugeuses 5810 et 5810R



- **RCF max : 3 220 x g (4 000 rpm) avec les nacelles rondes et 2 900 x g (4 000 rpm) avec les nacelles plaques**
- **Rotor avec 4 nacelles 500 ml disponible en pack avec les centrifugeuses 5810 et 5810R**
- **Capuchons anti aérosols disponibles pour les nacelles rectangulaires**
- **Possibilité d'effectuer des chargements mixtes de plaques et de tubes en même temps**

Référence	Désignation	CHF
033701	Rotor libre A-4-81, avec 4 nacelles rectangulaires de 500 ml	NC -
033710	Capuchons anti-aérosols pour nacelle rectangulaire 500 ml (les 2)	NC -
033431	Rotor libre A-4-81-MTP/Flex, avec 4 nacelles MTP/Flex pour plaques	NC -
033882	Rotor libre A-4-81, sans nacelles	NC -
033702	Nacelles rectangulaires de 500 ml de rechange (les 4)	NC -
035692	Nacelles spéciales pour 7 tubes à fond conique 50 ml (les 4)	NC -
033883	Nacelles MTP/Flex pour microplaques (les 4)	NC -
033884	Nacelles MTP/Flex pour microplaques (les 2)	NC -

Adaptateurs pour nacelle rectangulaire 500 ml

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
035688	1,5 - 2	11	20/80	2	NC -
933065	1,2 - 5	11	20/80	2	NC -
033705	1,8 - 7	13	25/100	2	NC -
035704	2,6 - 7	13	18/72	2	NC -
933207	4 - 10	16	16/64	2	NC -
033706	7 - 17	17,5	16/64	2	NC -
033707	15 (type Falcon) et 5 (Eppendorf)	17	12/48	2	NC -
033708	50 (type Falcon)	31	5/20	2	NC -
033987	50 jupé (type Falcon) et Centriprep	31	5/20	2	NC -
033350	175 - 225 (conique) / plat 250 (plat)	61	1/4	2	NC -
033709	400 (Eppendorf)	81	1/4	2	NC -

Autres accessoires pour A-4-81

Réf.	Désignation	CHF
033712	Flacons ronds 400 ml en polypropylène, à col large (les 2)	NC -
035699	Flacons carrés 500 ml en polypropylène, à col large (les 2)	NC -
035691	Inserts pour nacelles spéciale 7 x 50 ml pour 1 tube 15 ml type Falcon (les 7)	NC -



Voir également : adaptateurs pour nacelles plaques page 1593