Rotor libre 4 x 750 ml S-4-104 pour tubes, flacons et plaques - pour centrifugeuses 5810 et 5810R

- **RCF max : 2 568 x g (3 900 rpm) avec les nacelles rondes et 2 619 x g (3 900 rpm) avec les nacelles plaques**
- **Rotor avec 4 nacelles 750 ml, disponible en pack avec les centrifugeuses 5810 et 5810R**
- **Capuchons anti aérosols disponibles pour les nacelles rondes et pour les nacelles plaques**
- **Possibilité d'effectuer des chargements mixtes de plaques et de tubes en même temps**
- **Mise à jour logiciel à faire**

Référence	Désignation	CHF
035776	Rotor libre S-4-104, avec 4 nacelles rondes de 750 ml	NC -
035781	Capuchons anti-aérosols pour nacelle rondes de 750 ml (les 2)	NC -
035783	Rotor libre S-4-104, avec 4 nacelles DWP pour plaques	NC -
035782	Couvercles anti-aérosols pour nacelles DWP (rotor S-4-104) (les 2)	NC -
933062	Rotor libre S-4-104, sans nacelles	NC -
035777	Nacelles rondes de 750 mL pour rotor S-4-104 (les 4)	NC -
035778	Nacelles rondes de 750 mL pour rotor S-4-104 (les 2)	NC -
035779	Nacelles DWP pour plaques pour rotor S-4-104 (les 4)	NC -
035780	Nacelles DWP pour plaques pour rotor S-4-104 (les 2)	NC -



Rotor libre S-4-104



Rotor libre S-4-104,
avec 4 nacelles DWP pour plaques



Rotor libre S-4-104
avec 4 nacelles rondes de 750 ml

Adaptateurs pour nacelle ronde 750 ml

Référence	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
035799	1,5 - 2	11	50/200	2	NC -
035797	2,6 - 8	13	23/92	2	NC -
035796	5,5 - 12	16	20/80	2	NC -
035802	7 - 17	17,5	20/80	2	NC -
035798	5 (Eppendorf)	17	14/56	2	NC -
035795	15 (type Falcon)	17	14/56	2	NC -
035794	50 (type Falcon)	31	7/28	2	NC -
035793	50 jupé (type Falcon)	31	5/20	2	NC -
035801	175-225 (conique) / plat 250 (plat)	62	1/4	2	NC -
933030	500 (Eppendorf)	98	1/4	2	NC -
035803	750 (Eppendorf)	104	1/4	2	NC -

Autres accessoires pour S-4-104

Référence	Désignation	CHF
035699	Flacon carré 500 ml en polypropylène à col large (les 2)	NC -
035770	Flacon rond 750 ml en polypropylène à col large (les 2)	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com