Centrifugeuses de paillasse 5910Ri

NOUVEAU



- **Réfrigérée, température de -11 °C à +40 °C**
- **Ecran tactile**
- **Fonctions favoris disponible sur l'écran d'accueil**
- **Rotor à nacelles de volume 1000 ml**
- **Rotor angulaire de volume 250 ml**
- **Moins bruyante, pour un meilleur environnement de travail**
- **Identification automatique du rotor**
- **GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)**

RCF max avec rotor angle fixe (g)	22132
RCF max avec rotor à nacelles (g)	5263
Vitesse (rpm)	10 - 14000
Pente d'accélération et de freinage	10/10
Nombre de programmes	99
Minuterie	10 sec. à 99h59min, continu
Niveau sonore (dB(A))	Rotor fixe FA-6x50 ‹ 59
Poids (kg)	109
Dimensions (l x p x h) (cm)	72 x 68 x 37
Alimentation	230 V, 50-60 Hz

Désignation	**Réf. GLP**
5910Ri sans rotor	**934584**
CHF	**NC -**
5910Ri avec rotor S-4x750, 4 nacelles rondes et adaptateurs pour tubes 5, 15 et 50 ml	**934591**
CHF	**NC -**
5910Ri avec rotor S-4xUniversal , 4 nacelles universelles et adaptateurs pour tubes 5, 15 et 50 ml et plaques	**934582**
CHF	**NC -**
5910Ri avec rotor S-4xUniversal , 4 nacelles universelles et adaptateurs pour tubes 5, 15 et 50 ml, flacons 175-250 ml et plaques	**-**
CHF	**-**
5910Ri avec rotor S-4xUniversal , 4 nacelles universelles et adaptateurs pour tubes 5, 15 et 50 ml, flacons 175-250 ml, 1000 ml et plaques	**934592**
CHF	**NC -**
5910Ri avec rotor FA-6x50 pour 6 tubes 50 ml	**934586**
CHF	**NC -**

Rotor libre S-4x400 et adaptateurs pour centrifugeuse 5910 Ri



Réf.	Désignation	CHF
934087	Rotor S-4x400 avec 4 nacelles rondes	**NC -**
934095	Capuchons anti-aérosols (les 2)	**NC -**

Adaptateurs pour nacelles S-4X400

Réf.	Vol. tube (ml)	Ø alésage (mm)	Tubes par adaptateur/ par rotor	Unités/ carton	CHF/ carton
934100	1 flacon 175 - 250 ml	62	1/4	2	**NC -**
934098	15 tubes 4 - 8 ml	13	16/60	2	**NC -**
934105	17 tubes 12 x 75 mm	12	17/68	2	**NC -**
934102	26 tubes 1,5 ml/2 ml	11	26/104	2	**NC -**
934096	4 tubes 50 ml conique	29	4/16	2	**NC -**
934097	7 tubes Eppendorf 5 ml et 15 ml coniques	17	7/28	2	**NC -**
934103	8 tubes 9 ml	17,5	8/32	2	**NC -**