Centrifugeuse de paillasse 5920 R



- **Réfrigérée, température de -11 °C à +40 °C**
- **Rotor à nacelle pour des tubes de volume de 0,2 ml à 1000 ml**
- **Adaptateur pour microplaques MTP, PCR ou Deepwell**
- **Rotor fixe angulaire pour des tubes de volume de 0,2 à 85 ml**
- **Design compact**
- **Moins bruyante, pour un meilleur environnement de travail**
- **Les couvercles de rotor et nacelle QuickLock sont garantis anti-aérosols**
- **Fonction Fast temp pour pré-refroidissement rapide**
- **Détection automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité maximale**
- **GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)**

RCF maximum avec rotor angle fixe (g)	25062
RCF maximum avec nacelle (g)	4800
Vitesse (rpm)	200 - 14000 (10 rpm par incrément)
Pente d'accélération et de freinage	10/10
Nombre de programmes	99 (5 principaux)
Minuterie	30 sec. à 99 minutes, fonctionnement continu ou short spin
Niveau sonore (dB(A))	Rotor fixe FA-6 x 50 < 60 , rotor angulaire S-4 x 750 < 55
Poids (kg)	139
Dimensions (l x p x h) (cm)	74 x 71 x 40
Consommation maximale (W)	1650
Alimentation	230 V, 50 - 60 Hz

Pack pour culture cellulaire

Désignation	Capacité maximale en tubes par rotor	RCF max. (g)	Couvercle anti-aérosol QuickLock optionnel	Réf. GLP	CHF
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles grande capacité et adaptateurs pour tubes coniques 15/50 ml	108 x 15 ml / 52 x 50 ml	3138 / 3163	Non	**934159**	**NC -**
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles et adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml* et microplaques	88 x 15 ml / 40 x 50 ml	3092 / 3076	Oui	**934161**	**NC -**
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles cylindriques pour bouteilles 1 l et adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	3428 / 3413	Oui	**934160**	**NC -**
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 750 avec nacelles cylindriques et adpateurs pour tubes coniques 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	4643 / 4618	Oui	**934162**	**NC -**
Centrifugeuse avec rotor S-4 x nacelles universelles et adaptateur pour tubes coniques de 15 et 50 ml	96 x 15 ml / 40 x 50 ml	4402 / 4301	Oui	**934291**	**NC -**

*adaptateurs 15/50 ml non compatibles avec les couvercles QuickLock

Pack pour tubes à fond rond

Désignation	Capacité maximale en tubes par rotor	RCF max. (g)	Couvercle anti-aérosol QuickLock optionnel	Réf. GLP	CHF
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4 x 1000 avec nacelles et adpateurs pour tubes à fond rond 13/16 mm de diamètre et microplaques	140 x 13 mm / 132 x 16 mm**	3076 / 3061	Oui	-	-
Centrifugeuse avec rotor S-4 x nacelles universelles et adaptateur pour tubes à fond rond de 13 et 16 mm de diamètre	196 x 13 mm /148 x 16 mm	4140 / 4120	Oui	**934164**	**NC -**

**capacité réduite à 100 x 13 mm et 92 x 16 mm si utilisation de couvercle anti-aérosol QuickLock

Meubles pour centrifugeuses Eppendorf



- **Pour centrifugeuses 5804/5804R, 5810/5810R, 5910R et 5920R**
- **Equipés de freins et de roulettes de transport**
- **Modèle bas : passe sous une paillasse standard de 90 cm**
- **Modèle haut : abaisse la hauteur de la centrifugeuse pour une utilisation simplifiée**

Modèle	Bas	Haut
Dim. L x P x H (mm)	754 x 704 x 385	754 x 704 x 585
Poids (kg)	37	42
Référence	**999585**	**934453**
CHF	**NC -**	**NC -**