Microcentrifugeuses Thermo Pico et Fresco

- **Centrifugeuses parfaites pour toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des tubes PCR de 0,2 à 5 ml**
- **Des performances jusqu'à 21 100 g avec accélération et décélération rapides**
- **Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application**
- **Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger**
- **Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente**
- **Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse**
- **Durable et facile à nettoyer et à entretenir**
- **Silencieuse pour un environnement sécurisé**

75002410



75002415



Modèle	Pico 17	Fresco 17	Pico 21	Fresco 21
Capacité maximale	24 microtubes 2 ml		24 microtubes 2 ml	
Vitesse (rpm)	13300		14800	
Accélération RCF (xg)	17000		21100	
Température	-9 °C à +40 °C			
Minuterie	1 min - 99 min + HOLD mode			
Temps d'accélération (sec.)	11	10	11	10
Temps de décélération (sec.)	12			
Niveau sonore (dBA)	56	50	56	50
Pico 17/21 - L x p x h (mm)	243 x 352 x 225			
Fresco 17/21 - L x p x h (mm)	295 x 445 x 330			
Ref avec rotor 24 x 1,5/2 ml	**75002410**	**75002420**	**75002415**	**75002425**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
078847	Rotor pour 24 tubes 1,5/2,0 ml avec couvercle CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**NC -**
262275	Adaptateurs pour tubes 0,5/0,6 ml lot de 24	**NC -**
262276	Adaptateurs pour tubes 0,25/0,4 ml lot de 24	**NC -**
262277	Adaptateurs pour tubes 0,2 ml PCR tube lot de 24	**NC -**
078852	Dual rotor pour tubes 18 x 2,0/0,5 ml	**NC -**
078849	Rotor pour 36 tubes 0,5 ml avec couvercle vissant	**NC -**
262278	Rotor 10 x 5 ml avec couvercle étanche	**NC -**
078850	Rotor pour 8 x 8 PCR tubes avec couvercle vissant	**NC -**
078851	Rotor pour 4 x 8 PCR tubes avec couvercle CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**NC -**
078848	Rotor pour IEC MICROCL 17/17R	**NC -**
262298	Capillaires lot de 100	**NC -**
262300	Echelle linéaire	**NC -**
078853	Couvercle CLICKSEAL BIO-CONTAINMENT	**NC -**
262699	Kit joints rotor 078847	**NC -**
078854	Couvercle vissant	**NC -**



078849

078850

078851



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver toute la gamme d'accessoires.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com