## Rotor libre TX-1000 pour tubes, flacons et plaques – pour centrifugeuse ST4 et X4

228551



- **RCF max : 4122 x g (4200 rpm)**
- **Disponible en pack avec les centrifugeuses X4 Pro et ST4 Plus**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **228551** | Rotor libre TX-1000 | **NC -** |
| **228552** | Jeu de 4 nacelles pour rotor TX-1000 | **NC -** |
| **228553** | Jeu de 4 couvercles étanches pour nacelles TX-1000 | **NC -** |
| **75007001** | Joints de rechange | **NC -** |
| Pack rotors et adaptateurs | | |
| **229151** | Rotor TX-1000 + adaptateurs tubes 15 ml et 50 ml | **NC -** |
| **229150** | Rotor TX-1000 + adaptateurs microplaques | **NC -** |

### Adaptateurs

| Référence | Volume Tubes (ml) | Alésage Ø (mm) | Tubes par adaptateurs / par rotor | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **228555** | 1000 ml | 126 | 1/4 | **NC -** |
| **228559** | 750 ml | 98 | 1/4 | **NC -** |
| **228557** | 500 ml (type Nalgene) | 70 | 1/4 | **NC -** |
| **228558** | 500 ml (type Corning) | 98 | 1/4 | **NC -** |
| **228561** | 250 ml (type Corning), 200 ml (type Nunc) et 175 ml (type Nalgene) | 62 | 1/4 | **NC -** |
| **228560** | 250 ml (type Nalgene), 225 ml (type Falcon), 200 ml (type Nunc) | 62 | 2/8 | **NC -** |
| **078743** | 50 ml (Conique) | 30 | 10/40 | **NC -** |
| **75004255** | 50 ml (Conique double confinement) | 30 | 10/20 | **NC -** |
| **228562** | 50 ml (type Nalgene Oak) | 29,5 | 12/48 | **NC -** |
| **228564** | 15 ml (Conique) | 17,5 | 24/96 | **NC -** |
| **228556** | Microplaques | - | 6/24 standard ou 2/8 deep-well | **NC -** |
| **228565** | < 350 ml | - | 2/8 bags | **NC -** |

## Rotor libre TX-750 pour tubes, flacons et plaques – pour centrifugeuse ST4 et X4

078705B



- **RCF max : 4816 x g (4700 rpm)**
- **Disponible en pack avec les centrifugeuses X4 Pro et ST4 Plus**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **078705B** | Rotor TX-750 | **NC -** |
| **078706** | Jeu de 4 nacelles pour rotor TX-750 | **NC -** |
| **078707** | Jeu de 4 couvercles étanches pour nacelles TX-750 | **NC -** |
| **078708** | Joints de rechange | **NC -** |
| **228533** | Nacelles microplaques pour roto TX-750 x2 | **NC -** |
| **078712** | Supports microplaques et flacons T-75 x4 | **NC -** |
| Pack rotors et adaptateurs | | |
| **229156** | Rotor TX-750 + adaptateurs tubes 15 ml et 50 ml | **NC -** |

### Adaptateurs

| Référence | Volume Tubes (ml) | Alésage Ø (mm) | Tubes par adaptateurs / par rotor | CHF |
|---|---|---|---|---|
| **262302** | 250 ml (Type Corning) | 62,5 | 1/4 | **NC -** |
| **078770** | 250 ml (Type Nalgene, Falcon ou Nunc) | 62,5 | 1/4 | **NC -** |
| **078771** | 100 ml (Fond rond) | 45 | 2/8 | **NC -** |
| **078720** | 50 ml (Fond conique) | 30 | 7/28 | **NC -** |
| **262303** | 50 ml (Conique ou jupe) | 30 | 5/20 | **NC -** |
| **078773** | 50 ml (Nalgene Oak fond rond) | 29,5 | 7/28 | **NC -** |
| **078774** | 25 ml (Sterilin universal) | 25,5 | 7/28 | **NC -** |
| **078721** | 15 ml (Conique) | 17 | 14/56 | **NC -** |
| **078776** | 15 ml (Blood collection 17 x 125 mm) | 17 | 21/84 | **NC -** |
| **078775** | 14 ml (Conique ou rond) | 18 | 12/48 | **NC -** |
| **078777** | 7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm) | 13 | 27/108 | **NC -** |
| **078778** | 5 ml (RIA / Blood collection rond) | 13 | 37/148 | **NC -** |
| **078779** | 7 ml (Round bottom) | 13 | 37/148 | **NC -** |
| **078780** | 2 ml (Microtube) | 11 | 48/192 | **NC -** |
| **078829** | T-75 Nunc | - | 4 x T-75 | **NC -** |
| **078830** | T-25 nunc | - | 8 x T-25 | **NC -** |