Rotor libre TX-400 pour tubes et flacons – pour centrifugeuse ST1 et X1



- **RCF max : 4696 x g (5000 rpm)**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**

Référence	Désignation	CHF
078719B	Rotor libre TX-400	**NC -**
078725	Jeu de 4 nacelles pour rotor TX-400	**NC -**
078726	Jeu de 4 couvercles étanches pour nacelles TX-400	**NC -**
078727	Joints de rechange	**NC -**
Pack rotors et adaptateurs		
229154	Rotor TX-400 + adaptateurs tubes 15 ml et 50 ml	**NC -**

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
078796	250 ml (Type Nalgene)	62	1/4	**NC -**
078769	100 ml (Fond rond)	45	1/4	**NC -**
078768	50 ml (DIN fond rond)	34,5	3/12	**NC -**
078800	50 ml (Type Nalgene oak)	29,5	4/16	**NC -**
078750	50 ml (Fond conique)	30	4/16	**NC -**
078765	30 ml (DIN fond rond / plat)	25,5	5/20	**NC -**
078767	30 ml (Sterilin universal)	25	3/12	**NC -**
078749	15 ml (Fond conique)	17	9/36	**NC -**
078798	15 ml (Blood collection 17 x 125mm)	17	4/16	**NC -**
078766	15 ml (Type Sarstedt)	17	10/40	**NC -**
078799	14 ml (Fond rond ou conique)	17	7/28	**NC -**
078748	15 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	16	14/56	**NC -**
078747	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	19/76	**NC -**
262304	6 ml (Type Greiner)	13	16/64	**NC -**
078797	3 ml (RIA/Fond rond)	11	19/76	**NC -**
078762	2 ml (Microtubes)	11	34/136	**NC -**

Rotor libre TX-200 pour tubes – pour centrifugeuse ST1 et X1



078728

- **RCF max : 5580 x g (5500 rpm)**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**

Référence	Désignation	CHF
078728	Rotor libre TX-200	**NC -**
078729	Jeu de 4 nacelles pour rotor TX-200	**NC -**
078730	Jeu de 4 couvercles étanches pour nacelles TX-200	**NC -**
078753	Joints de rechange	**NC -**
Pack rotors et adaptateurs		
229152	Rotor TX-200 + adaptateurs tubes 15 ml et 50 ml	**NC -**

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
078802	100 ml (Fond rond)	48	1/4	**NC -**
078803	50 ml (DIN Fond rond)	48	1/4	**NC -**
078816	50 ml (Fond rond)	35	1/4	**NC -**
078804	50 ml (Conique ou jupe)	32	1/4	**NC -**
078805	30 ml (Sterilin universal)	26	1/4	**NC -**
078806	25 ml (DIN Fond rond/plat)	25	2/8	**NC -**
078807	20 ml (Fond rond)	22	3/12	**NC -**
078794	15 ml (Fond conique)	17	5/20	**NC -**
078810	15 ml (Blood collection)	17	4/16	**NC -**
078808	14 ml (Fond conique)	17	2/8	**NC -**
078809	10 ml (Blood collection 16 x 100 mm) ou 15 ml (Type Corex/Kimble)	17	7/28	**NC -**
078795	7 ml (Blood collection (13 x 75-100 mm)	13	8/32	**NC -**
078811	7 ml (Fond rond)	13	9/36	**NC -**
078812	5 ml (RIA ou fond rond)	12	12/48	**NC -**
078813	2 ml (Microtubes)	11	12/48	**NC -**