Rotor BIOShield 720 pour tubes– pour centrifugeuse ST1 et X1

- **RCF max : 7188 x g (6300 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols compris**

Référence	Désignation	CHF
228569	Rotor BIOShield 720	**NC -**
078758	Jeu de 4 adaptateurs bouteilles 180 ml	**NC -**


228569

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
078814	150 ml (Fond rond)	50	1/4	**NC -**
078815	100 ml (Fond rond)	44	1/4	**NC -**
078745	50 ml (Fond conique)	30	2/8	**NC -**
078817	50 ml (DIN Fond rond)	34	2/8	**NC -**
078819	25 ml (Universel)	26	4/16	**NC -**
078818	25 ml (DIN Fond rond)	25	5/20	**NC -**
078746	15 ml (Fond conique)	17	6/24	**NC -**
078820	15 ml (Type Sarstedt)	17	11/44	**NC -**
078763	10 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	17	12/48	**NC -**
078821	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	12/48	**NC -**
078822	7 ml (Fond rond)	13	20/80	**NC -**
078823	2 ml (Microtubes)	11	40/160	**NC -**

Rotor M-20 pour plaques – pour centrifugeuse ST1, X1, ST4 et X4

- **RCF max : 2272 x g (4000 rpm)**
- **Capuchons anti aérosols disponibles**

Référence	Désignation	CHF
078716	Rotor microplaques M-20	**NC -**
078717	Jeu de 2 nacelles	**NC -**
078693	Jeu de 2 couvercles de remplacement	**NC -**


078716



Rotor H-Flex 1 pour tubes et plaques – pour centrifugeuse ST1 et X1

- **RCF max : 4297 x g (4700 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols**

Référence	Désignation	CHF
262977	Rotor H-Flex 1	**NC -**
262978	Jeu de 2 nacelles	**NC -**
262979	Jeu de 2 couvercles	**NC -**
262980	Joints de rechanges	**NC -**


262977

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
262982	50 ml (Fond conique)	30	8/16	**NC -**
262981	15 ml (Fond conique)	17	18/36	**NC -**
262984	15 ml (Blood collection 16 x 100 mm)	16	33/66	**NC -**
262985	7 ml (Blood collection 13 x 75-100 mm)	13	42/84	**NC -**
262983	Microplaques	-	-	**NC -**
262986	Adaptateur pour centrilab ou bouteille 400 ml	-	-	**NC -**

Rotor Fiberlite F14S-6 pour tubes et flacons – pour centrifugeuse X4

- **RCF max : 18533 x g (11000 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols**

Référence	Désignation	CHF
078732	Rotor fibre de carbone F14 S, 6 x 250	**NC -**
299246	Joints de remplacement	**NC -**

078732



Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
078831	50 ml (Fond conique)	30	6	**NC -**
228685	15 ml (Fond conique)	17	30	**NC -**
078690	10 ml (Fond rond)	17	42	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com