Rotor Fiberlite F15-6 x 100 pour tubes – pour centrifugeuse ST1, X1, ST4 et X4



078760

- **RCF max : 24652 x g (15000 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols**

Référence	Désignation	CHF
078760	Rotor Fibre de carbone F15, 6 x 100	**NC -**
262305	Joints de remplacement	**NC -**
299249	Rotor fibre de carbone F10, 6 x 1000	**NC -**
021-06935	Joint de remplacement	**NC -**

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
078700	50 ml (Type Nalgene Oak)	29,5	6	**NC -**
078701	50 ml (Fond conique)	30	6	**NC -**
078698	38 ml (Fond rond)	26	6	**NC -**
078835	16 ml (Type Nalgene Oak)	18	6	**NC -**
078699	15 ml (Fond conique)	17	6	**NC -**
078697	12 ml (fond rond)	17	12	**NC -**
078696	6,5 ml (Fond rond)	13	12	**NC -**
078695	2 ml (Microtubes)	11	24	**NC -**

Rotor Fiberlite F13S pour tubes – pour centrifugeuse X1 et X4



078731

- **RCF max : 17105 x g (10000 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols**

Référence	Désignation	CHF
078731	Rotor fibre de carbone F13S 14 x 50	**NC -**
299247	joint de remplacement	**NC -**

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
262315	50 ml (Type Nalgene Oak)	29,5	14	**NC -**
262306	30 ml (Type Nalgene Oak)	26	14	**NC -**
078832	15 ml (Type Corning)	17	14	**NC -**
228728	15 ml (Type Nunc)	17	14	**NC -**

Rotor Fiberlite F15-8 x 50 ml pour tubes – pour centrifugeuses X1 et X4



- **RCF max : 24446 x g (14500 rpm)**
- **Capuchon anti aérosols**

Référence	Désignation	CHF
078733	Rotor fibre de carbone F15 8 x 50	**NC -**

Référence	Volume Tubes (ml)	Alésage Ø (mm)	Tubes par adaptateurs / par rotor	CHF
262315	50 ml (Type Nalgene Oak)	29	8	**NC -**
262306	30 ml (Type Nalgene Oak)	26	8	**NC -**
078832	15 ml (Type Corning)	17	8	**NC -**
228728	15 ml (Type Nunc)	17	8	**NC -**