Centrifugeuse à main

- **Compacte et transportable**
- **Ne nécessite pratiquement aucun entretien**
- **Mécanisme autolubrifiant**
- **Rotor 4 places pour tubes coniques et tubes à fond rond**
- **Livrée sans rotor (à commander séparément)**

Capacité max	4 x 15 ml
RPM / ACR max Angle libre 50°	3.000/1.076
RPM / ACR max Angle libre 90°	3.000/1.300
Dimensions (H x L x P)	285 x 140 x 175 mm
Poids (kg)	0,9
Référence	**472074**
CHF	**NC -**

Rotors

Référence	Désignation	CHF
472075	Rotor 90 ° pour tubes fond conique	**NC -**
472085	Rotor 50 ° pour tubes fond conique ou rond	**NC -**



Avec rotor 50 °



Avec rotor 90 °

Petite centrifugeuse EBA 270

- **Equipée d'un rotor libre**
- **Pour centrifugation des tubes de prélèvement sanguin et des tubes à urine allant jusqu'à 15 ml**
- **Vitesse et durée de centrifugation adaptables**
- **Touche "Pulse" permet des centrifugations de courte durée**
- **Equipée du verrouillage du couvercle et maintien en position fermée, arrêt en cas de déséquilibre, verrou du couvercle en métal et déverrouillage d'urgence**
- **Livrée avec 1 rotor 6 nacelles de 15 ml, réducteur inclus**

Capacité maximale	6 x 15 ml
Vitesse (rpm)	4000
Accélération RCF (g)	2254
Minuterie	1 sec - 99 min. / en continu / cycle courte durée (touche Pulse)
Nombre de rotors	1 rotor 6 x 15 ml inclus
Affichage	Digital
Type de clavier	Tactile
L x p x h (mm)	239 x 326 x 389
Poids (kg)	13
Référence avec rotor	**472630**
CHF	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver nos conseils de nettoyage pour les centrifugeuses Hettich et accessoires



Petites centrifugeuses EBA 200 / 200 S

- **Idéale pour les petites quantités d'échantillons**
- **Rotor angulaire de 8 places**
- **Tubes allant jusqu'à 15 ml**

Modèle	**EBA 200**	**EBA 200 S**
Capacité maximale	8 x 15 ml	
Vitesse (rpm)	6000	8000
Accélération RCF (g)	3461	6153
Minuterie	99 minutes	
Nombre de rotors	1 rotor 8 x 15 ml inclus	
Affichage	Digital	
Nombre de programmes	0	
L x p x h (mm)	262 x 352 x 228	
Poids (kg)	8	10
Référence avec rotor	**472716**	**472715**
CHF	**NC -**	**NC -**



Adaptateurs

Réf.	Désignation	CHF
472838	Adaptateur pour microtubes de 1,5 et 2,0 ml (les 8)	**NC -**
472617	Adaptateur pour tube de 10 x 88 mm	**NC -**
472086	Adaptateur pour tube de 12 x 72-82 mm	**NC -**
472088	Adaptateur pour tube de 13 x 100 mm	**NC -**