Centrifugeuses de paillasse ROTINA 420 / 420 R

- **Disponibles en version non réfrigérée et réfrigérée**
- **Toute dernière technologie pour un fonctionnement silencieux**
- **Propre diagnostic d'erreurs**
- **Capacité maximale de :**
  - **4 x 60 ml**
  - **52 tubes coniques de 15 ml avec bouchon fileté**
  - **84-104 récipients de prélèvement sanguin**
  - **16 plaques de microtitration**

Idéales pour les volumes importants.



Modèle	ROTINA 420 classique	ROTINA 420 R réfrigérée
Capacité maximale	4 x 600 ml	
Vitesse (rpm)	15000	
Accélération RCF (g)	24400	
Température	-	-20 à +40 °C
Minuterie	99 h 59 minutes	
Nombre de rotors	8 non inclus	
Nombre de programmes	98	
L x p x h (mm)	506 x 650 x 423	713 x 654 x 423
Poids (kg)	75	108
Référence	**472456**	**472458**
CHF	**NC -**	**NC -**

Adaptateur pour nacelles

Référence	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes /nacelles	Nbr tubes /rotor	CHF
Pour rotor 472497					
472609	15	17	7	28	**NC -**
472605	25	24	3	30	**NC -**
472604	10	16	8	30	**NC -**
472606	50	29	4	30	**NC -**
472607	85 - 94	38	4	30	**NC -**
Pour rotor 472496					
472178	1,5 - 3	10 - 11	4	24	**NC -**
472180	15	17	1	6	**NC -**
472176	25 - 30	24 - 26	1	6	**NC -**
472190	50 - 75	34 - 35	1	6	**NC -**
472191	15 (type Falcon)	17	1	6	**NC -**
472183	50 (type Falcon)	29	1	6	**NC -**
472177	10 (type Falcon)	16	2	12	**NC -**
472175	50	29	1	6	**NC -**
Pour rotor 472476					
472138	5	12	4	32	**NC -**
472141	5	12	17	136	**NC -**
472139	5	12	4	32	**NC -**
472277	9	14	10	80	**NC -**
472137	15	17	4	32	**NC -**
472128	20	21	2	16	**NC -**
472127	45	31	1	8	**NC -**
472280	50 (type Falcon)	34	1	8	**NC -**
472278	15 (type Falcon)	17	3	24	**NC -**
472279	50 (type Falcon)	29	1	8	**NC -**
472228	Nacelle pour accessoires de cytologie				**NC -**
472254	Nacelle cytologie pour chambre verticale				**NC -**
Pour rotor 472495					
472314	0,2 - 0,4	6	1	30	**NC -**
472313	0,5 - 0,8	8	1	30	**NC -**
472315	1,5 - 2	11	1	30	**NC -**
Pour rotor 472787					
472454	NC	NC	NC	NC	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver nos conseils de nettoyage pour les centrifugeuses Hettich et accessoires

Rotors

Modèle	4728	4784-A	4753	4758	4790A	4760	4795	4794
Type	Libre pour micro-plaques	Libre	Libre	Libre	Angulaire + couv	Angulaire pour barettes PCR	Angulaire	Angulaire
Nbre de places	2	4	4	8	-	-	-	-
Capacité		-	-	-	30 x 0,2-2 ml	6 x 0,2 ml	4 x 15-250 ml	6 x 1,5-10 ml
Vitesse max. (rpm)	5100	4800	4000	3800	15 000	14 000	9500	11 000
G max.	3926	4740	3095	2906	24 400	18 845	12 007	16 504
Référence	**472787**	**472460B**	**472474**	**472476**	**472495**	**472477**	**472497**	**472496**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Nacelles (sans adaptateurs) rectangulaires et cylindrique

Référence	Désignation	CHF
472752	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472460B	**NC -**
472751	Nacelle cylindrique pour rotor 472460B avec couvercle fermeture une main	**NC -**
472786	Nacelle pour microplaque pour rotor 472787	**NC -**
472472B	Nacelle pour microplaque pour rotor 472460B	**NC -**
472136	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472476	**NC -**

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes/ adaptateur	Nbr tubes/ rotor	CHF
Pour nacelle rectangulaire 472136					
472579	1,5 - 2	11	9	72	**NC -**
472133	1	6	30	240	**NC -**
472121	3	10	12	96	**NC -**
472120	4	12	12	96	**NC -**
Pour nacelle cylindrique 472752 et 472751					
472490	1,5 - 2	11	24	96	**NC -**
472478	1,1 - 5	8 - 11	35	140	**NC -**
472479	4 - 7	12	26	104	**NC -**
472480	4 - 15	15 - 17	18	72	**NC -**
472481	25-30 (type Falcon)	25	7	28	**NC -**
472482	50 - 75	34 -35	4	16	**NC -**
472483	85 - 100	38 - 40	3	12	**NC -**
472484	100	44	2	8	**NC -**
472485	250	65	1	4	**NC -**
472492	1,6 - 5	11 - 13	21	84	**NC -**
472486	15 (type Falcon)	17	13	52	**NC -**
472487	50 (type Falcon)	29	5	20	**NC -**
472491	12	17	15	60	**NC -**
472493	175[1]	61	1	4	**NC -**
472494	175 - 225[1]	60 - 62	1	4	**NC -**
472488	250 (bouteille)	61	1	4	**NC -**
472489	400	81 - 84	1	4	**NC -**

[1] Pour tube conique type Falcon

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com