Centrifugeuses de paillasse ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF



472584



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver nos conseils de nettoyage pour les centrifugeuses Hettich et accessoires

Centrifugeuses ROTANTA 460 et ROTANTA 460 R

- **Disponibles en version non réfrigérée et réfrigérée**
- **Centrifugation à une vitesse mini de 50 tr/min**
- **Infos affichées en permanence sur les rampes d'accélération et de freinage**
- **Accessoires pour applications spéciales :**
  - **pour poche à sang**
  - **pour préparations cytologiques**
  - **pour plaques**
  - **pour tubes pour bain de chrome et tubes de Schlenk**
  - **pour kit Qiagen**

Modèle	ROTANTA 460 classique	ROTANTA 460 R réfrigérée
Capacité maximale	4 x 750 ml	
Vitesse (rpm)	15000	
Accélération RCF (g)	24400	
Température	-	-20 à +40 °C
Minuterie	99 h 59 minutes	
Nombre de rotors	10 non inclus	
Nombre de programmes	89	
L x p x h (mm)	554 x 707 x 453	770 x 707 x 453
Référence	**472584**	**472588**
CHF	**NC -**	**NC -**

Configuration vitesse pour 2 microplaques

Vitesse 6446 g. Rotor 2 positions pour plaques Deepwells, plaques filtrantes de kits de purification, plaques PCR et microtitration.

Référence	Contenu configuration	CHF
472588	Centrifugeuse ROTANTA 460R	**NC -**
472454	Insert pour nacelle 4623/4623R/5628	**NC -**
472202	Support pour plaque PCR 96 puits	**NC -**

Configuration pour 4 microplaques

Vitesse 4211 g. Rotor 4 positions pour plaques Deepwells, plaques filtrantes de kits de purification, plaques PCR.

Référence	Contenu configuration	CHF
472588	Centrifugeuse ROTANTA 460R	**NC -**
472797	Rotor libre 4 places sans nacelle	**NC -**
472600	Nacelle rectangulaire pour rotor 5624	**NC -**
472454	Insert pour nacelle 4623/4623R/5628	**NC -**

Centrifugeuses ROTANTA 460 RC et ROTENTA 460 RF

- **460 RC : sur roulettes**
- **460 RF : sur pieds**
- **Réfrigérées**

Modèle	ROTANTA 460 RC réfrigérée	ROTANTA 460 RF réfrigérée
Capacité maximale	4 x 750 ml	
Vitesse (rpm)	15000	
Accélération RCF (g)	24400	
Température	-20 à +40 °C	
Minuterie	99 h 59 minutes	
Nombre de rotors	10 non inclus	
h x l x p (mm)	683 x 554 x 697	961 x 554 x 697
Référence	**472498**	**472629**
CHF	**NC -**	**NC -**

Rotors

Modèle	5699-R	5694	4446	4489	5615	5645	4474	5616	4619	5654
Type	Libre	Libre	Libre	Angulaire	Angulaire	Angulaire	Libre	Angulaire	Libre	Libre
Nbre de places	4	4	6	+ couv. étanche	+ couv. étanche	+ couv. étanche	4 pour ASTM	Pr tubes Schlenk	Tube bain chrome	4 branches
Capacité	-	-	-	30 x 0,2-2 ml	6 x 1,5-75 ml	6 x 15-250 ml	4 x 50-100 ml	6 x 25-50 ml	6 x 30 ml	4 x 600 ml
Vitesse max. (rpm)	4600	4000	4000	15 000	11 500	8500/9500	2000	2000	2000	3196
G max.	5063	3095	3631	24400	18038	11228/14025	984	805	917	NC
Référence	**472797**	**472614**	**472420**	**472426**	**472592**	**472608**	**472425**	**472593**	**472450**	**472631**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptateurs pour nacelle 472632B pour Rotanta 460/460R/460RC/460RF

Référence	Pour tubes de ø (mm)	Type de tubes / bouteilles	Nbre tubes/ adaptateur	Nbre tubes/ rotor	CHF
472634	62	Bouteille Herolab 250 - 290* ml / bouteille Nalgene 250 ml	2	8	**NC -**
472635	62	Bouteille Nalgene 175 ml (62 x 144 mm) / bouteille NUNC 200 ml (60 x 130 mm)	2	8	**NC -**
472636	62	Bouteille Falcon 175 ml (61 x 118 mm / bouteille Falcon 225 ml (61 x 137 mm)	2	8	**NC -**
472637	17,2	Vacutainer 4 - 7 ml (16 x 75 mm) / vacutainer 8,5 - 10 ml (16 x 100 mm) / tube Nalgene 10 ml (16 x 80 mm)	37	148	**NC -**
472638	17	Tube fond conique / tube Falcon 15 ml (17 x 120 mm)	24	96	**NC -**
472639	12,5	Tube diamètre 12,5 mm	73	292	**NC -**
472640	13,2	Tube de sang 4 - 7 ml (13 x 100 mm) / tube de sang 1,6 - 5 ml (13 x 75 mm)	47	188	**NC -**
472641	13,2	Tube de sang 4 - 7 ml (13 x 100 mm)** / tube de sang 1,6 - 5 ml (13 x 75 mm)	49	196	**NC -**
472642	30	Tube Falcon 50 ml (29 x 115 mm)	10	40	**NC -**
472643	98	Bouteille 750 ml (97 x 152 mm)** / bouteille 600 ml (93 x 134 mm)	1	4	**NC -**

* Ces bouteilles ne sont pas centrifugeable avec leur couvercle ** Le couvercle 472633 n'est pas étanche biologiquement