Nacelles et adaptateurs pour ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF

Adaptateurs pour rotor

Référence	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbre tubes /nacelle	Nbre tubes /rotor	CHF
Pour rotor 472426					
472314	0,2 - 0,4	6	1	30	NC -
472313	0,5 - 0,8	8	1	30	NC -
472315	1,5	11	1	30	NC -
Pour rotor 472592					
472178	1,5 - 2	11	4	24	NC -
472180	9 - 15	17	1	6	NC -
472176	25 - 30	24 - 26	1	6	NC -
472190	50 - 75	34 - 35	1	6	NC -
472191	15 (type Falcon)	17	1	6	NC -
472183	50 (type Falcon)	29	1	6	NC -
472177	10	16	2	12	NC -
472175	50	29	1	6	NC -
Pour rotor 472608					
472609	15	17	7	42	NC -
472605	25 - 30	24 - 26	3	18	NC -
472607	85 - 94	38	1	6	NC -
472604	10	16	8	48	NC -
472606	50	29	1	6	NC -
Pour rotor 472593					
472399	25	24	1	6	NC -

Nacelles (sans adaptateurs) rectangulaires et cylindriques

Référence	Désignation	CHF
472632B	Nacelle seule pour rotor 472631	NC -
472598B	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472797	NC -
472755	Nacelle cylindrique fond conique seule pour rotor 472797	NC -
472748	Nacelle cylindrique fond plat seule pour rotor 472797	NC -
472747	Nacelle cylindrique fond plat seule pour rotor 472797 avec couvercle fermeture une main	NC -
472611B	Nacelle pour poche à sang pour rotor 472797	NC -
472603B	Nacelle pour flacon de culture cellulaire pour rotor 472797	NC -
472600	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472797	NC -
472531	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472614 et 472420	NC -
472379	Nacelle pour tubes ASTM pour rotor 472425	NC -

Adaptateurs pour nacelle sans adaptateurs 472531

Compatible avec les 2 rotors : 472614 (4 places) et 472420 (6 places).

Référence	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbre tubes /adaptateur	Rotor 472614 Nbre tubes /rotor	Rotor 472420 Nbre tubes /rotor	CHF
472541*	6	12	12	48	-	NC -
472533	7	12	12	48	72	NC -
472546	15	17	8	32	48	NC -
472535	25	24	4	16	24	NC -
472537	50	34	1	4	6	NC -
472538	100	44	1	4	6	NC -
472539	100	40	1	4	6	NC -
472547	1,6 - 5	13	8	32	48	NC -
472548	1,6 - 5	13	12	48	72	NC -
472534	12	17	7	28	42	NC -
472546	10	16	8	32	48	NC -
472542	15 (type Falcon)	17	7	28	42	NC -
472536	50 (type Falcon)	29	2	8	12	NC -
472544	25	25	3	12	18	NC -
472622	250 (bouteille)	61	1	4	6	NC -
472646	250 (bouteille)	65	1	4	6	NC -

* Uniquement pour le rotor 472614

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbre tubes /adaptateur	Nbre tubes /rotor	CHF
Pour nacelle rectangulaire 472598B					
472461	1,1 - 4	8 - 11	30	120	NC -
472462	1,6 - 7	11- 13	20	80	NC -
472463	4 - 15	15 - 17	17	68	NC -
472464	25 - 30	24 - 26	6	24	NC -
472465	50 - 75	34 - 35	3	12	NC -
472466	85 - 100	38 - 40	3	12	NC -
472467	100	44	2	8	NC -
472468	250	65	1	4	NC -
472469	12 (type falcon)	17	18	48	NC -
472470	50	29	5	20	NC -
Pour nacelle cylindrique 472747 et 472748					
472504	1,1 - 4	8 - 11	24	96	NC -
472505	1,6 - 7	8 - 11	19	76	NC -
472506	4 - 10	13 - 17	19	76	NC -
472507	25 - 30	24 -26	7	28	NC -
472508	45 - 75	31 - 35	4	16	NC -
472509	85 - 100	38	3	12	NC -
472510	100	44	2	8	NC -
472511	250	65	1	4	NC -
472519	1,6 - 5	13	27	108	NC -
472520	4 - 10	16	22	88	NC -
472512	12-15 (type Falcon)	16,5 - 17	14	56	NC -
472610	50 (type Falcon)	29	7	28	NC -
472513	50	29	5	20	NC -
472514	250 (bouteille)	61	1	4	NC -
472518	600 (bouteille)	93	1	4	NC -
472517	750 (bouteille)	97	1	4	NC -
Pour nacelle cylindrique 472755					
472408	1,5 - 2	11	42	168	NC -
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	NC -
472410	4 - 15	14 - 17	19	76	NC -
472413	25	24	7	28	NC -
472414	50	34	4	16	NC -
472417	100	44	2	8	NC -
472411	1,6 - 7	13	21	84	NC -
472412	15 (type Falcon)	17	12	48	NC -
472416	50 (type Falcon)	29	7	28	NC -
472418	250 (bouteille)	61	1	4	NC -
472422	750 (bouteille)	97	1	4	NC -
472415	175-225 [1]	61	1	4	NC -
472406	175-200-250 [1]	60-61-62	1	4	NC -
472421	500 [1]	96	1	4	NC -
Pour nacelle poche à sang 472611B					
472612	Adaptateur pour poche à sang avec ou sans filtre				NC -
Pour nacelle rectangulaire 472600					
472583	1,5 - 2	11	32	128	NC -
472572	1,1 - 1,4	8	40	160	NC -
472573	1,6 - 5	13	24	96	NC -
472557	25	24	10	40	NC -
472558	50	34	4	16	NC -
472568	100	44	2	8	NC -
472563	100	40	2	8	NC -
472569	250	65	1	4	NC -
472550	2,7 - 6	11	40	160	NC -
472570	4 - 7	16	24	96	NC -
472565	8,5 - 10	16	22	88	NC -
472625B	15 [2]	17	14	56	NC -
472626B	50 [2]	29	6	24	NC -
472582	Support 2 niveaux pour accessoires de cytologie				NC -
Pour nacelle 472379					
472382	50 (tube ASTM) [3]	45	1	4	NC -
472048	100 (tube ASTM) [3]	58	1	4	NC -
472381	100 (tube ASTM) [4]	44	1	4	NC -

1 Pour bouteille conique en PP / 2 Pour tube conique type Falcon
3 Pour tubes ASTM forme poire / 4 Pour tubes ASTM forme conique

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com