Centrifugeuse réfrigérée sur pieds ROTIXA 500 RS



- **Grand volume d'échantillons**
- **Interrupteur à clé pour protéger les données de toute modification non autorisée**
- **Capacité maximale de :**
  - 120 récipients de prélèvement sanguin
  - 92 tubes coniques de 15 ml avec bouchon fileté
  - 4 x poches à sang de 1000 ml

Modèle	ROTIXA 500 RS réfrigérée
Capacité maximale	4 x 1000 ml
Vitesse (rpm)	4500
Accélération RCF (g)	5252
Température	-20 à +40 °C
Nombre de rotors	5 non inclus
L x p x h (mm)	650 x 815 x 973
Poids (kg)	219
Référence	**472780**
CHF	**NC -**

Autres nacelles (sans adaptateurs) rectangulaires et cylindriques

Référence	Désignation	CHF
472394B	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472393	**NC -**
472372	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472393	**NC -**
472529	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472395	**NC -**
472531	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472395	**NC -**
472386	Nacelle pour tube ASTM pour rotor 472378	**NC -**

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes /adaptateur	Nbr tubes /rotor	CHF
Pour nacelle rectangulaire 472529					
472564	1,5 - 2	11	40	240	**NC -**
472583	1,5 - 2	11	16	96	**NC -**
472573	5	12	12	72	**NC -**
472550	6	12	20	120	**NC -**
472559	7	12	20	120	**NC -**
472570	9	14	12	72	**NC -**
472561	15	17	12	72	**NC -**
472557	25	24	5	30	**NC -**
472558	50	34	2	12	**NC -**
472568	100	44	1	6	**NC -**
472563	100	40	1	6	**NC -**
472582	Support 2 niveaux pour accessoires de cytologie				**NC -**
472572	1,1 -1,4	8	20	120	**NC -**
472565	9 - 10	16	11	66	**NC -**
472618	15 (type Falcon)	17	7	42	**NC -**
472571	30 (type Falcon)	25	5	30	**NC -**
472566	50 (type Falcon)	29	2	6	**NC -**
472618	12 (type Falcon)	17	7	42	**NC -**
Pour nacelle cylindrique 472531					
472533	7	12	12	72	**NC -**
472546	15	17	8	48	**NC -**
472535	25	24	4	24	**NC -**
472547	1,6 - 5	13	8	48	**NC -**
472548	1,6 - 5	13	12	72	**NC -**
472534	12	17	7	42	**NC -**
472546	10	16	8	48	**NC -**
472542	15(type Falcon)	17	7	42	**NC -**
472536	50(type Falcon)	29	2	12	**NC -**
472545	50(type Falcon jupe)	29	2	12	**NC -**
472622	250 (bouteille)	61	1	6	**NC -**
472646	250 (bouteille)	65	1	4	**NC -**
Pour nacelle 472379					
472382	50 (tube ASTM)[1]	45	1	4	**NC -**
472048	100 (tube ASTM)[1]	58	1	4	**NC -**
472381	100 (tube ASTM)[2]	44	1	4	**NC -**

[1] Pour tubes ASTM forme poire / [2] Pour tubes ASTM forme conique

Rotors

Modèle	4294	4296	4274	4282	4316
Type	Libre	Libre	Libre	Libre	Angulaire
Nbre de places	4	6	4	2	-
Capacité	-	-	-	-	Tubes Schlenk 6 x 25-50 ml
Vitesse max. (rpm)	4500	4000	2000	3600	2000
G max.	5252	3631	984	2652	805
Référence	**472393**	**472395**	**472378**	**472384**	**472398**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Nacelles et adaptateurs

Référence	Désignation	CHF
Pour rotor 472393		
472392	Nacelle pour 4 poches à sang triples, 450 - 500 ml	**NC -**
472370B	Adaptateur pour nacelle 472392	**NC -**
472396B	Nacelle pour 4 poches à sang quadruples, 450 - 500 ml	**NC -**
472367B	Adaptateur pour nacelle 472396B	**NC -**
472374	Nacelle pour 5 racks Hitachi (20 racks par rotor)	**NC -**
472376B	Adaptateur pour nacelle 472374	**NC -**
472397	Nacelle pour microplaques et racks LKB	**NC -**
472366	Support caoutchouc microplaques	**NC -**
Pour rotor 472384		
472386	Nacelle pour rotor 2 places 472384	**NC -**
472383	Portoir pour microplaques	**NC -**
472385	Portoir pour 6 racks Olympus	**NC -**
472388B	Portoir pour 10 racks Hitachi	**NC -**
472377B	Portoir pour racks 50 places	**NC -**
Pour rotor 472398		
472399	Adaptateur pour tube de Schlenk 25 ml	**NC -**

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes /adaptateur	Nbr tubes /rotor	CHF
Pour nacelle cylindrique 472394B					
472361	0,8	8	78	312	**NC -**
472360	1,5 - 2	11	84	336	**NC -**
472369	4	10	63	252	**NC -**
472347	5	12	48	192	**NC -**
472346	6 - 7	12	48	192	**NC -**
472357	12	16	25	100	**NC -**
472348	15	17	30	120	**NC -**
472350	25	24	11	44	**NC -**
472351	50	34	6	24	**NC -**
472352	100	40	4	16	**NC -**
472356	2,6 - 2,9	13	30	120	**NC -**
472349	4 - 5,5	15	30	120	**NC -**
472355	4 - 7	13	30	120	**NC -**
472363	15 (type Falcon)	17	23	92	**NC -**
472371	50 (type Falcon)	29	8	32	**NC -**
472354	12 (type Falcon)	17	16	64	**NC -**
472368	250 (bouteille)	61	1	4	**NC -**
472364	600 (bouteille)	93	1	4	**NC -**
472375	750 (bouteille)	97	1	4	**NC -**
472623	250(bouteille)	60	1	4	**NC -**
Pour nacelle rectangulaire 472372					
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	**NC -**
472410	9 - 15	17 - 17	19	76	**NC -**
472413	25	24	7	28	**NC -**
472414	50	34	4	16	**NC -**
472417	100	44	2	8	**NC -**
472411	5 - 7	13	21	84	**NC -**
472412	15 (type Falcon)	17	12	48	**NC -**
472416	50 (type Falcon)	29	5	20	**NC -**
472418	250 (bouteille)	61	1	4	**NC -**
472415	175	61	1	4	**NC -**
472406	175-200	60 - 61	1	4	**NC -**
472421	250-200	60 - 96	1	4	**NC -**