Concentrateur sous vide Thermo Scientific Savant Speed Vac DNA 130

thermoscientific

- **Idéal pour le séchage des acides nucléiques, les préparations de PCR et oligo-élements synthétiques**

Capacité	Petite
Livré avec	Système complet avec rotor RD36 pour 36 microtubes 1,5 - 2 ml et pompe intégrée
Affichage	LED (temparture, durée du cycle et temps de chauffage)
Guide de solvants	Ethanol, méthanol, eau et ACN, tampon PCR
Couvercle	Transparent en acrylique avec verrouillage de sécurité
Cuve	Aluminium à revêtement téflon
Joint d'étanchéité pour la cuve	Caoutchouc de silicone
Pompes	Pompe à 2 têtes à membrane ETFE / Sans huile
Température	Température ambiante, 35 à 65 °C avec incrément de 5 °C
Plage de minuterie (chauffage et cycle)	1 minute à 9 heures et 59 minutes, en continu
Niveau de pression limite	‹ 10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
Rotor habituel vitesse de centrifugation	1 300 tr/min maximum
Moteur	Induction sans entretien
Dim. L x P x H (cm)	29 x 64 x 31
Espace de ventilation supp. nécessaire	8 cm de tous les côtés
Poids (kg)	39
Référence	**228835**
CHF	**NC -**


- **Séchage à température ambiante ou basse température pour assurer la protection de l'ADN / ARN**
- **3 programmes selectionnables**
- **En option : piège chimique pour radioactivité**
- **Mise sous vide automatique et valve de purge**
- **Double minuterie (chauffage et de temps)**
- **Port USB pour le transfert et le téléchargement de données**
- **Alimentation 230 V/ 50 Hz**

NOUVEAU



Rotors pour le DNA 130

Réf.	Désignation	Compatibilité	CHF
228223	Rotor RD24 pour 24 microtubes de 1,5 à 2,0 ml	Pour tubes de microcentrifugueuses	**NC -**
228226	Rotor RD48 pour 48 microtubes de 0,5 ml		**NC -**
228227	Rotor RD72 pour 72 microtubes de 0,5 ml		**NC -**
228224	Rotor RD2MP pour deux microplaques	Pour microplaques	**NC -**



Retrouvez les accessoires sur www. milian.com

Concentrateur Plus Eppendorf

Système pour la concentration douce d'échantillons d'ADN, d'ARN, de nucléotides, de protéines, de gels d'électrophorèse. Existe en plusieurs versions avec ou sans rotor.
Le système complet comprend une pompe à membrane PTFE et un séparateur de condensats qui purifie l'air rejeté jusqu'à 85 % et limite les odeurs.

- **15 rotors au choix pour les tubes de 0,2 mL à 50 mL, les microplaques et les plaques PCR**
- **Compact (seulement 32 cm de large) pour un gain de place sur la paillasse**
- **Pompe membrane PTFE résistante aux produits chimiques, sans entretien**
- **Possibilité d'empiler les rotors pour augmenter la capacité à 96 ou 144 tubes**
- **Peut être raccordé aux pièges à froids usuels pour condenser efficacement les vapeurs de solvants**
- **Nouveau : couvercle avec revêtement résistant aux produits chimiques**

Fonctionnement

3 modes de fonctionnement au choix : concentrateur, centrifugeuse et dessiccateur sous vide, pour une grande variété d'applications
4 niveaux de chauffage au choix (ambiante, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permettant la concentration efficace d'échantillons divers en toute sécurité
3 niveaux de vide au choix pour s'adapter au type de solvant à évaporer et un procédé rapide
Touche freinage
Minuterie réglable de 1 min à 9 h 59, ou fonctionnement continu



eppendorf

Système complet avec pompe à vide à membrane

Réf.	Désignation	CHF
035003B	Concentrator Plus avec rotor angulaire 48 x 1,5/2,0 ml	**NC -**
035005B	Concentrator plus avec raccord pour appareils externes (par exemple sécheur de gel), sans rotor	**NC -**
035004B	Concentrator Plus sans rotor	**NC -**

Concentrateur Plus de base

Réf.	Désignation	CHF
035002B	Concentrator Plus avec rotor angulaire 48 x 1,5/2,0 ml	**NC -**

Rotor

Réf.	Capacité	ø x h tubes (mm)	CHF
033194*	72 x 0,5 ml	8 x 31	**NC -**
033193	70 x 1,5/2 ml	11 x 41/47	**NC -**
033192*	48 x 1,5/2 ml	11 x 41/47	**NC -**
033593	36 x 1,5 ml	12 x 32	**NC -**
033594	36 x 5 ml	15 x 45/48	**NC -**
035082	16 x 6,5/10 ml	20 x 42/55	**NC -**
033595	18 x 10 ml	19 x 66	**NC -**
035083	12 x 20 ml	31 x 55	**NC -**
033596	8 x 25 ml	24 x 86/105	**NC -**
033195	24 x 5-7 ml	12 x 67/100	**NC -**
035079	8 x 8-12 ml	16 x 105/120	**NC -**
035081	8 x 10-18 ml	18 x 105/128	**NC -**
033196	8 x 15 ml (type Falcon)	17 x 116/123	**NC -**
035728	6 x 15/50 ml (type Falcon)	17 x 116/123 ou 30 x 116/123	**NC -**

* rotor pouvant être superposés au moyen de l'entretoise.

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF
033191	Entretoise pour superposer 2 rotors angulaires	**NC -**

Rotor libre pour plaques A-2-VC

- **Pour tout type de plaques, barrettes et tubes PCR 0,2 ml**
- **Mise en place directe des microplaques et plaques PCR**
- **Permet la centrifugation des plaques à faible vitesse**
- **Prévu pour l'adaptateur CombiSlide® pour lames**
- **Dans le cas des tubes et barrettes PCR, un plateau de travail est disponible ; à utiliser avec le cadre-support nécessaire également pour l'utilisation de plaques non jupées**

Réf.	Désignation	CHF
033428	Rotor libre A-2-VC	**NC -**
033518	Plateau de travail pour tubes PCR et plaques sans jupe	**NC -**
033519	Cadre-support	**NC -**





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com