Floculateur


399032


399036


670107


- **2 versions: paillasse ou portable**
- **2 modèles soit 4 postes soit 6 postes**
- **Rétroéclairage pour les modèles JLT4 et JLT6**

	Paillasse		Portable
Modèle	JLT4	JLT6	FP4
Nombre de poste	4	6	4
Vitesse (rpm)	De 10 à 300		20 - 40 - 50 - 100 - 200
Temps	0 - 999 minutes 0 - 99 heures Continu		0 - 30 minutes Continu
Dimensions L x h x p (mm)	645 x 347 x 260	905 x 347 x 260	250 x 320 x 250
Poids (kg)	13	17	4,8
Référence	**399032**	**670107**	**399036**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
399037	Bécher en verre pour floculateur	**NC -**

Floculateur FLOCUMATIC


942749


942750


942748

- **2 modèles : 4 postes ou 6 postes**
- **2 versions : portable ou de paillasse**
- **Elément d'illumination ajustable en hauteur**
- **Pour béchers 1 litre forme haute ou 2 litres forme basse**

	Paillasse		Portable
Nombre de poste	4	6	4
Vitesse (rpm)	15 à 200		
Temps	0 - 999 minutes Continu		
Bécher	1 litre forme haute ou 2 litres forme basse		1 litre
Dimensions L x h x p (mm)	700 x 520 x 230	990 x 520 x 230	250 x 370 x 270
Poids (kg)	24	36	6
Référence	**942748**	**942749**	**942750**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
001116	Bécher forme haute 1 litre (les 10)	**NC -**
090039	Bécher forme basse 2 litres	**NC -**