Arium Advance

- **Pour la production d'eau pure de type 2 ou 3**
- **Technologie Bagtank : stockage optimal de l'eau et protège contre les contaminations secondaires. Poche facilement changeable**
- **Débits Arium advance RO 8, 16 ou 24 l/h.**
- **Débits Arium advance EDI 5 ou 10 l/h**
- **Conseillé pour les besoins journaliers**
- **Purification par osmose inverse et désionisation éléctrochimique**
- **Système compact et facile à utiliser**
- **Ecran tactile et navigation intuitive**
- **Possibilité de soutirage manuel ou de volumes précis programmables**
- **Alimentation en eau nécessaire**
- **Différents accessoires et options disponibles, plusieurs configurations selon les applications**
- **A compléter avec les consommables**



Modèle	Arium Advance RO			Arium Advance EDI	
Technologie BagTank	Oui			Oui	
Eau d'alimentation	Raccordement à une conduite d'eau potable			Raccordement à une conduite d'eau potable	
Eau produite	Eau pure de type 3			Eau pure de type 2	
Débit de soutirage	Jusqu'à 3 l/min			Jusqu'à 3 l/min	
Conductivité	< 20 µS/cm			0,2 - 0,07 µS/cm compensé à 25 °C	
Resistivité	< 0,05 MΩ.cm			5 - 15 MΩ.cm compensé à 25 °C	
Taux de COT avec lampe UV	< 2000 ppb			< 2000 ppb	
Taux de microorganismes	< 1 CFU/1000 ml			< 1 CFU/1000 ml	
Taux de particules < 2µm	< 1/ml			< 1/ml	
Dimensions L x h x p (cm)	36 x 50,1 x 45,1			35 x 50,1 x 45,1	
Poids à vide / en fonctionnement (kg)	15 / 22			19 / 26	
Alimentation	100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)			100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)	
Température de fonctionnement	2 °C - 35 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max			2 °C - 35 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max	
Température de stockage	5 °C - 45 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max			5 °C - 45 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max	
Débit	8 l/h	16 l/h	24 l/h	5 l/h	10 l/h
Référence*	**845249**	**978898**	**978839**	**845000**	**978834**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Autres configurations possibles (système mural)

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
149995	Arium Bagtank 20 L	**NC -**
148926	Arium Bagtank 50 L	**NC -**
845272	Arium Bagtank 50 L sans pompe	**NC -**
149979	Arium Bagtank 100 L	**NC -**
978835	Arium Bagtank 100 L sans pompe	**NC -**
845124	Pompe pour Arium Bagtank 20 L	**NC -**
149973	Roulettes pour Arium Bagtank 50 et 100 L	**NC -**
149997	Poche Arium de 20 L pour Arium Bagtank 20 L	**NC -**
148927	Poche Arium de 50 L pour Arium de 50 L	**NC -**
149996	Support mural pour Arium Bagtank de 20 L	**NC -**
978875	Dispositif d'arrêt de l'eau Arium	**NC -**

Consommables

Référence	Désignation	CHF
149948	Filtre Arium Sterile Plus (Startopore) 0,2 µm	**NC -**
149946	Cartouche de pretraitement RO Arium	**NC -**
153026	Module Arium RO	**NC -**
149980	Module Arium RO x1	**NC -**
147928	Module arium RO x2	**NC -**
149947	Cartouche pour adoucisseur Arium	**NC -**
148907	Kit de nettoyage Arium pour module RO	**NC -**