Arium Smart Station



- **Dispenseur d'eau compatible avec Arium Bagtank, Arium Pro, Arium Comfort**
- **Hauteur adjustable. Design compact**
- **Ecran couleur intuitif et accès direct aux fonctions importantes**
- **Ergonomique**
- **Précision du volume distribué**
- **Débit adjustable de goutte à goutte à 2L/min**

Modèle	Smart sation paillasse	Smart station mur
Dimensions L x p x h (mm)	213 x 213 x 598	172 x 157 x 343
Longueur tube (m)	2	2
Poids (kg)	4,9	2,4
Contrôle du volume	50 ml - 50 L	
Précision	± 5 %	
Alimentation	100-240 VAC, 50-60 Hz, 2,5A (max) 2 °C - 40 °C	

Modèle	Arium Smart Station Ultrapure		Arium Smart Station Pure	
	Paillasse	Mur	Paillasse	Mur
Référence	**845279**	**845273**	**845274**	**845275**
CHF	**NC -**	**2587 -**	**2197 -**	**2197 -**

Consommables

Référence	Désignation	CHF
149948	Filtre Arium Sterile Plus (Startopore) 0,2 µm	**158,90 -**
149972	Arium Cell Plus Biofiltre	**284,25 -**
978909	Extension Arium 4 m Set Ultrapure	**285 -**
845276	Extension Arium 4 m Set Pure	**195 -**

