Mini-congélateurs ultra-basse température - 80 °C



- Robuste et simples d'utilisation
- Peu encombrants
- Faible consommation énergétique
- Intérieur inox et extérieur acier galvanisé
- Affichage digital
- Portillon interne sauf modèle 35 litres
- Porte verrouillable
- Racks pour boîtes en complément

Modèle	7 L	54 L	71 L	94 L
Format	Vertical	Vertical	Coffre	Vertical
Températures	- 40 à - 90 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C	- 40 / - 80 °C
Volume (litre)	7	54	71	94
Dim. int. l x p x h (mm)	150 x 143 x 310	360 x 468 x 320	390 x 390 x 450	360 x 493 x 600
Dim. ext. l x p x h (mm)	400 x 630 x 665	600 x 700 x 810	552 x 648 x 850	950 x 725 x 810
Alimentation	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Poids (kg)	55	74	53	105
Référence	**960000**	**960002**	**960034**	**960003**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Options

Référence	Désignation	CHF
960004	Option secours CO_2 - montage usine inclus à la commande	NC -
960005	Enregistreur de température - 100 °C à 0 °C	NC -
960006	Papier pour enregistreur de température	NC -

Racks à tiroirs pour boîtes de 130 x 130 x 50 mm

Référence	Nombre de boîtes/rack	Modèle de congélateur	Racks/ congélateur	CHF
130305	15 (3 x 5)	54 L	2	NC -
130301	12 (3 x 4)	94 L	4	NC -

Racks à accès latéral pour boîtes de 130 x 130 x 50 mm

Référence	Nombre de boîtes/rack	Modèle de congélateur	Racks/ congélateur	CHF
130193	10 (2 x 5)	35 L	2	NC -
130198	15 (3 x 5)	54 L	2	NC -
130197	12 (3 x 4)	94 L	4	NC -
130116	8	71 L	5	NC -


Racks en carton



- Pour cryoboîte en carton, polypropylène ou polycarbonate
- En carton hydrophobe pour un usage de longue durée
- Utilisables jusqu'à - 160 °C
- Pour boîtes de hauteur 50 mm
- Avec poignée de retrait de côté
- Format : 5 rangées de 4 boites
- H x L x p : 285 x 138 x 560 mm

Réf.	Désignation	CHF
013068	Rack cryo carton avec 20 boîtes origami 9 x 9 cm	NC -
013069	Rack cryo carton avec 20 boîtes standard 9 x 9 cm	NC -

Grattoirs pour congélateur



- Idéal pour retirer le givre accumulé dans un congélateur
- En polypropylène
- Robustes

Référence	Désignation	CHF
795629	Grattoir 205 x 75 mm	NC -
795630	Grattoir 250 x 110 mm	NC -