Congélateur - 150 °C CRYO 230

- **Double système de refroidissement**
- **Faible consommation énergétique**
- **Dégivrage manuel**
- **Equipé d'un enregistreur à disque**
- **Batterie de secours**
- **Alarme visuelle et sonore (température, panne de courant)**
- **Alarme de température haute et basse réglable**
- **Affichage numérique**
- **Porte verrouillable**
- **Intérieur inox et extérieur couleur ivoire**
- **Sur roulettes**
- **Alimentation 400 V triphasé**

Volume (l)	230
Température	- 150 °C
Affichage	Digital
Dim. int. h x l x p (mm)	675 x 680 x 500
Dim. ext. h x l x p (mm)	1090 x 1600 x 960
Poids (kg)	350
Consommation	32,1
Alimentation	400 V - 3 phases / 50-60 Hz
Référence	**960022**
CHF	**NC -**



Option

Référence	Désignation	CHF
960027	Papier pour enregistreur de température	**NC -**

Rack vertical pour boîtes 130 x 130 x 50 mm

Réf.	Désignation	Qté max. par congélateur	CHF
130119	Etagère verticale 11 niveaux	12	**NC -**

Congélateurs -80 °C UF V 500 et UF V 700 BINDER

NOUVEAU

Pour un stockage fiable de vos échantillons tout en respectant son environnement et les principes de sécurité.

- **Température du congélateur pouvant être régulée entre -40 °C et -86 °C**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Réfrigérant écologique R-290 et R-170**
- **Isolation thermique efficace par panneaux isolants sous vide**
- **Nouveau concept de joint de porte qui réduit la formation de givre**
- **Levier ergonomique de verrouillage de porte**
- **Intérieur inox anti-corrosion avec sous-portes intérieures en acier inox**
- **Equipés d'un contact sec pour report d'alarme, interface Ethernet, 2 ports d'accès diamètre 28 mm à l'arrière**

Modèle	UF V 500	UF V 700
Volume (l)	477	728
Dimensions int. : L x P x H (mm)	826 x 938 x 1966	1110 x 938 x1966
Dimensions ext. : L x P x H (mm)	606 x 605 x 1300	890 x 605 x 1300
Température	- 86 °C jusqu'à - 40 °C	
Nombre de sous portes	2	
Isolation sous vide	Oui	
Niveau sonore dB(A)	47	
Poids (kg)	247	288
Alimentation	230 V 50Hz	
Référence	**492417**	**492418**
CHF	**NC -**	**NC -**



UF V 500 UF V 700

Racks de rangement pour boîtes 50 mm

Référence	Nombre de racks max. pour UFV 500	Nombre de racks max. pour UFV 700	CHF
492355	4	6	**NC -**
492357	4	6	**NC -**

Options

Référence	Désignation	CHF
492427	Option secours CO_2 - montage usine	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com