Congélateurs TRUST -86 °C FROILABO

NOUVEAU

- 3 volumes différents : 340 l, 515 l et 690 l avec des capacités respectives de 24 000, 36 000 et 48 000 tubes de 2 ml
- Construction robuste et nettoyage facilité grâce à un intérieur tout inox
- Isolation optimale avec les panneaux sous vide
- Soupape de décompression pour une ré-ouverture de la porte facile, et joint de porte plat et chauffé pour minimiser la formation de givre
- Les filtres, portillons internes et étagères sont amovibles pour un nettoyage aisé
- Interface intuitive et épurée : les informations de bon fonctionnement sont visibles en permanence
- Fluides frigorigènes naturels R290 / R170
- Garantie : 2 ans, 5 ans sur le ventilateur, les compresseurs et le condenseur, 10 ans sur l'isolation VIP




Modèle	TRUST 340	TRUST 515	TRUST 690
Capacité (litres)	340	515	690
Capacité	24000	36000	48000
L x p x h (mm) ext.	1280 x 970 x 875	1640 x 970 x 875	1436 x 752 x 630
L x p x h (mm) int.	716 x 752 x 630	1076 x 752 x 630	-
Compartiments int.	2	3	4
Poids (kg)	223	267	330
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Réference	**069716**	**069717**	**069718**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Racks pour congélateurs verticaux

Racks pour BM340/BM515/BM690/BM100

Nombre de racks par congélateurs				Réf.	Désignation	CHF
BM340	BM515	BM690	BM1000			
					Racks aluminium à tiroirs	
4	6	8	12	**069576**	Rack 2 tiroirs (h = 164 mm), pour 60 boîtes de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069577**	Rack 3 tiroirs (h = 109 mm), pour 60 boîtes de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069578**	Rack 4 tiroirs (h = 80 mm), pour 40 boîtes de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069579**	Rack 5 tiroirs (h = 63 mm), pour 50 boîtes de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
4	6	8	12	**069580**	Rack 6 tiroirs (h = 53 mm), pour 60 boîtes de 51 x 133 x 133 mm	**NC -**
					Racks aluminium à accès latéral compartimentés	
8	12	16	24	**069581**	Rack 3 niveaux 15 compartiments (h = 109 mm) pour boîtes 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069582**	Rack 4 niveaux 20 compartiments (h = 80 mm) pour boîtes de 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069583**	Rack 5 niveaux 25 compartiments (h = 63 mm) pour boîtes de 133 x 133 mm	**NC -**
8	12	16	24	**069584**	Rack 6 niveaux 30 compartiments (h = 54 mm) pour boîtes de 133 x 133 mm	**NC -**


Racks 6 tiroirs


Racks 5 tiroirs

Racks pour BM175 /BMP175

Nombre de racks par congélateurs		Réf.	Désignation	CHF
BM175	BM175P			
			Racks à tiroirs	
4	4	**069543**	Rack aluminium 5 tiroirs, pour 30 boîtes de 50 x 130 x 130 mm	**NC -**
			Racks aluminium horizontaux	
8	8	**069547**	Rack 5 étagères pour 15 boîtes de 50 x 130 x 130 mm	**NC -**

Autres racks diponibles sur demande

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com