Congélateurs -86 °C Innova® Eppendorf



- Capacités de stockage de 360 à 760 l
- Innova® U360 ultra slim, largeur 670 mm
- Ecran LED bien lisible à hauteur des yeux avec affichage des alarmes et protection par mot de passe
- Isolation de 8 cm par panneaux d'isolation par le vide avec Vacupor™ (gain de stockage jusqu'à 30 %)
- Intérieur en acier inoxydable 304L
- Joint de porte large et plat pour une étanchéité maximale
- 3 portillons internes isolés avec Vacupor™ et démontables
- Event chauffant pour une ré-ouverture immédiate du congélateur
- 2 ports d'accès en série pour introduction de sondes externes ou kit de sécurité CO_2 / LN_2
- Contact sec de série report d'alarme
- Filtre à air en face avant
- Réfrigérants recyclables et disponibles localement
- Système de réfrigération par 2 compresseurs en cascade fonctionnant 60 % du temps (40 % en arrêt)
- Faible consommation d'énergie

	Modèles armoires		Modèles coffres	
Modèle	Congélateur Innova® U360 Ultra-Slim	Congélateur Innova® U535	Congélateur Innova® C585	Congélateur Innova® C760
Capacités (l)	360	535	585	760
Dimensions externes L x P x H (cm)	67 x 86,7 x 195 (profondeur + 110 mm, largeur 67 cm poignée incluse)	80 x 86,7 x 195 (profondeur + 110 mm, largeur + 80 mm avec la poignée et les charnières)	169 x 78,5 x 109,2 (profondeur + 110 mm, largeur + 80 mm avec la poignée et les charnières)	205 x 78,5 x 109,2 cm (profondeur + 110 mm, largeur + 80 mm avec la poignée et les charnières)
Dim. int. L x P x H (cm)	44 x 61,5 x 136,5	64 x 61,5 x 136,5	120 x 62,5 x 78	156 x 62,5 x 78
Température °C	- 86 °C			
Isolation	Panneaux d'isolation par le vide avec Vacupor™			
Nombre portes internes/ compartiments	3	3	1	1
Puissance absorbée (kWh/jour)	10,7	13,2	13,6	16
Chaleur dégagée 230 V (W)	590	720	700	750
Niveau sonore (dB)	56	56	56	58
Alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Poids (kg)	230	250	240	285
Référence	**U94250001**	**U94300001**	**U94000001**	**U94100001**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options

Référence	Désignation	CHF
P06252100	Enregistreur hebdomadaire à papier avec sonde, stylet et papier	**NC -**
P06252110	Papier pour enregistreur graphique -50 °C à -100 °C	**NC -**
K06600051	Stylet pour enregistreur hebdomadaire (lot de 3)	**NC -**
U90440004	Système de secours N_2 pour congélateurs Innova®	**NC -**
U90430004	Système de secours CO_2 pour congélateurs Innova®	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
P06251180	Etagère supplémentaire pour congélateur Innova® U360, avec 4 clips de montage	**NC -**
K02801034	Etagère supplémentaire pour congélateur Innova® U535, avec 4 clips de montage	**NC -**
P06250020	Kit de superposition pour congélateur Innova® U101	**NC -**
P06251170	Kit de cadenassage (valable pour les armoires sauf U101)	**NC -**



Racks de rangement pour congélateurs armoires Innova® U101, U360, U535 et U725

Désignation	Nombre de racks par compartiments /nombre par congélateur	Rack à tiroirs pour boîtes 130 x 130 x 50 mm	CHF	Rack accès latéral pour boîtes 130 x 130 x 50 mm	CHF
Congélateur Innova® U101	-	**K06413003** (2 x 5 boîtes)	**NC -**	-	**-**
Congélateur Innova® U360 Ultra-Slim	3/9	**-** -	**-**	**6001011210** (4 x 7 boîtes)	**NC -**
Congélateur Innova® U535	4/12	**K06413000** (4 x 7 boîtes)	**NC -**	**6001011210** (4 x 7 boîtes)	**NC -**
Congélateur Innova® U725	6/18	**K06413000** (4 x 7 boîtes)	**NC -**	**6001011210** (4 x 7 boîtes)	**NC -**

Racks de rangement pour congélateurs coffre Innova® C585 et C760

Désignation	Nombre de racks par congélateur	Rack vertical pour boîtes 130 x 130 x 50 mm	CHF
Congélateur Innova® C585	32	**K06411690**	**NC -**
Congélateur Innova® C760	44	**K06411690**	**NC -**