Congélateurs -80°C EPPENDORF CryoCube F101h

Congélateurs ultra basse température sous paillasse pour un stockage à portée de main au laboratoire allant jusqu'à 6000 échantillons. Très compact, il est idéal pour les petits laboratoires.





- **Capacité de stockage 101 l.**
- **La capacité totale pour les boites de 130 x 130 x 53 mm (cryotubes de 2 ml) est de 60.**
- **Refroidissement par gaz propres et isolation par mousse écologique**
- **Cuve intérieure en acier inoxydable pour un nettoyage facile.**
- **S'insère sous la paillasse pour un encombrement minimum.**
- **Un Interrupteur d'alimentation verrouillable et des commandes tactiles intuitives pour une manipulation sûre et facile.**
- **2 compartiments indépendants équipés chacun d'un portillon.**
- **Les joints spéciaux "basse température" sur la porte extérieure restent flexibles même à –86 °C et empêchent la formation de glace**

Modèle	Congélateur CryoCube F101h
Capacité	101 L
Dimensions externes L x P x H (cm)	90 x 56,6 x 83
Dimensions internes L x P x H (cm)	48 x 33 x 64
Température (°C)	-80
Isolation	Panneaux d'isolation sous vide / mousse en polyuréthane
Nombre portes internes	2
Port d'accès	2
Affichage	LCD
Accès par code	code de verrouillage
Type de réfrigérants	R-290, R-170
Niveau sonore (dB)	54
Alimentation	230 V, 50 Hz

Référence	Désignation	CHF
F101340001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H 230V/50 HZ, EU	**NC -**
F101341001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H avec enregistreur 230V/50 HZ	**NC -**
F101342001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H avec secours CO2 230V/50 HZ	**NC -**
F101343001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H avec secours LN2, 230V/50 HZ, EU	**NC -**
F101344001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H avec enregistreur et secours CO2 230V/50 HZ	**NC -**
F101345001	Congélateur -80 °C Cryocube F101H avec enregistreur et secours LN2, 230V/50 HZ	**NC -**

Accessoires

Modèle	Rack à tiroirs 10 (5 x 2) boîtes de 133 x 133 x53 mm	Rack accès latéral 10 (5 x 2) boîtes de 133 x 133 x53 mm
Référence	**6001062210**	**6001061210**
Quantité de racks par congélateur	6	
Quantité de boites par congélateur *	60	
CHF	**NC -**	**NC -**

* boite de L X P X H : 133 x 133 x 50 mm

