Congélateurs -80 °C CryoCube® FC660 Eppendorf

- Capacités de stockage de 660 l
- Double isolation de 13 cm et gaz propres
- Isolation de 13 cm de mousse traditionnelle pour modèles
- Ecran LED bleue avec affichage des alarmes et protection par mot de passe
- Intérieur en acier inoxydable 304L
- Joint de porte large et plat pour une étanchéité maximale
- Nouvelle poignée ergonomique pour moins d'efforts lors de l'ouverture et de la fermeture
- 5 portillons internes démontables avec fermeture magnétique
- Event chauffant pour une ré-ouverture immédiate du congélateur
- 2 ports d'accès en série pour introduction de sondes externes ou kit de sécurité CO_2/LN_2
- Contact sec de série report d'alarme
- Filtre à air en face avant
- Réfrigérants recyclables et disponibles localement
- Système de réfrigération par 2 compresseurs en cascade fonctionnant 60 % du temps (40 % en arrêt)
- Faible consommation d'énergie



Modèle	CryoCube FC660 h	CryoCube FC660
Capacités (l)	660	660
Dimensions externes L x P x H (cm)	207 x 84 x 107,5 (profondeur +110 mm, largeur + 80 mm avec la poignée et les charnières)	
Dimensions internes L x P x H (cm)	147 x 59 x 76	
Température °C	-86 °C	
Isolation	Panneaux d'isolation par le vide avec Vacupor™	PUF
Nombre portes internes / compartiments	1	1
Puissance absorbée (kWh/jour)	8,1	10,6
Chaleur dégagée 230 V (W)	338	440
Niveau sonore (dB)	58,3	58,9
Référence Alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Poids (kg)	304	280
Référence	**F660320001**	**F660300001**
CHF	**NC -**	**NC -**

Options

Référence	Désignation	CHF
P06252100	Enregistreur hebdomadaire à papier avec sonde, stylet et papier	**NC -**
P06252110	Papier pour enregistreur graphique -50 °C à -100 °C	**NC -**
K06600051	Stylet pour enregistreur hebdomadaire (lot de 3)	**NC -**
U90430008	Système de secours CO_2 pour congélateurs CryoCube	**NC -**
U90440008	Système de secours N_2 pour congélateurs CryoCube	**NC -**

Racks de rangements pour congélateurs coffres CryoCube FC660 et FC660h

Référence	Désignation	Nombre de racks par congélateur	CHF
K06411690	Rack vertical pour boîtes 130 x 130 x 50 mm	40	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com