Congélateurs - 86 °C Eppendorf modèles CryoCube® série F440/F570/F740

Les congélateurs CryoCube série F440,F570 et F740 offrent un agencement à 3 ou 5 compartiments avec des portes intérieures isolées pour un accès facile aux échantillons et une conservation sûre des échantillons à -80 °C.

- **Un volume de 440l à 740l pour une capacité allant jusqu'à 57 600 échantillons (cryotubes 2 ml)**
- **Une plage de températures allant de -50 °C à -86 °C**
- **Refroidissement par air de Série, refroidissement par eau pour les modèles F570 et F740 sur demande**
- **Event automatique permettant de rouvrir rapidement la porte en cas de besoin**
- **Poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture de porte**
- **Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile**
- **Filtre facile d'accès pour un nettoyage régulier et des performances optimisées"**
- **Position libre des étagères pour un agencement sur mesure**

Modèle	CryoCube F440n	CryoCube F440h	CryoCube F570n
Capacité (L)	440		570
Dimensions externes L x P x H (cm)	95,5 x 89,8 x 195		102,5 x 85,2 x 194
Dimensions internes L x P x H (cm)	61,6 x 57,5 x 126,5		76,5 x 57,5 x 126,5
Température (°C)	-50 °C et -86 °C		-50 °C et -86 °C
Isolation	Paroi de 130 mm Isolation au polyuréthane	Paroi de 130 mm Panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane VIP	Paroi de 130 mm (isolation au polyuréthane)
Nombre portes internes	5		
Nombre de compartiments	5		
Ouverture de la porte principale	-		
Type d'écran	-		
Port d'accès	2		
Affichage	led		
Accès par code	Oui		
Type de réfrigérants	R290 / R170		
Refroidissement à air/eau	-		
Puissance absorbée (kWh/jour) *Congélateur vide, 20°C ambiant : à - 80 °C, / à - 70 °C	-		
Chaleur dégagée 230 V (W)	-		
Niveau sonore (dB)	51,5		59,1
Alimentation	230 V, 50 Hz		
Référence	**-**	**-**	**F571300031**
CHF	**-**	**-**	**NC -**
Cryocube F440, 230V/50HZ, EU	**F440300031**	**F440340031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Cryocube F440 avec enregistreur	**F440301031**	**F440341031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Cryocube F440 avec système de secours Co_2	**F440302031**	**F440342031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Cryocube F440 avec système de secours LN2	**F440303031**	**F440343031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Cryocube F440 avec enregistreur et système de secours Co_2	**F440304031**	**F440344031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Cryocube F440 avec enregistreur et système de secours LN2	**F440305031**	**F440345031**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
CryoCube F740 Ouverture gauche, 5 compartiments	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Ouverture gauche, 3 compartiments	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Ouverture droite, 5 compartiments	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**
CryoCube F740 Ouverture droite, 3 compartiments	**-**	**-**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**

Accessoires pour rangement des boîtes 53 x 130 x 130 mm

Référence	**Désignation**	**Quantité par congélateur**	**Nombre de boîtes**	CHF
6001022210	Rack en acier inox à tiroirs	20	320	**NC -**
6001021210	Rack en acier inox accès latéral	20	320	**NC -**