Réfrigérateurs

Réfrigérateurs multifonctions professionnels, ventilés

- **Température : 5 °C**
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Cuve ABS**
- **Livrés avec grilles**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans

Modèle	CoolMed 8260	CoolMed-G 8260
Caractéristiques		
Volume brut / utile (litres)	141 / 130	141 / 130
Température	+1 °C à +15 °C	+1 °C à +15 °C
Refroidissement	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Automatique	Automatique
Alimentation 230 V-50 Hz	100 W	100 W
Consommation (KWh/24 h)	0,7	0,9
Niveau sonore (dB)	42	42
Equipement		
Grilles l x p (mm) / Nombre	478 x 425 / 3	478 x 425 / 3
Dimensions		
Appareil H x L x P (mm)	830 x 600 x 615	830 x 600 x 615
Cuve H x L x P (mm)	667 x 441 x 439	667 x 441 x 439
Poids brut/net (kg)	37/35	43/41
Référence	041-LIE-COOLMED-8260	041-LIE-COOLMED-G-8260
CHF	NC -	



CoolMed 8260



CoolMed-G 8260

Armoires positives de laboratoire

Armoires positives de laboratoire, ventilées

- **Température : 5 °C +/-2 °C***
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Fermeture à clé**
- **Cuve ABS et passage de cuve 30 mm pour caractérisation**
- **Logement pour sonde Pt100 (non fournie) pour gestion de température centralisée**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans

Accessoires :

- Grille LFKU - (l x p) 478 x 420 mm
- Tiroirs aluminium (5 maximum)

Nous consulter.

Modèle	CoolLab 8260	CoolLab-G 8260	CoolLab 18460	CoolLab-G 18460
Caractéristiques				
Porte	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Volume utile	132 l		332 l	
Température réglable	2 °C à 8 °C			
Refroidissement ventilé	Oui			
Dégivrage	Automatique			
Consommation	0,7 kWh		0,9 kWh	
Equipement				
Grille acier zingué/vernis	Nombre : 3 L x p : 478 x 420		Nombre : 5 L x p : 478 x 420	
Dimensions / Poids				
Appareil h x l x p (mm)	820 x 601 x 618		1840 x 601 x 618	
Cuve h x l x p (mm)	670 x 440 x 435		1635 x 440 435	
Poids brut/net (kg)	46/43		88/82	
Référence	041-LIE-COOLLAB8260	041-LIE-COOLLAB-G-8260	041-LIE-COOLLAB-18460	041-LIE-COOLLAB-G-18460
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

*appareil pour ambiance 22°C, tête de série qualifiée par un organisme accrédité Cofrac



CoolLab 18460

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com