Hottes Captair Smart



- **Solution personnalisée, flexible et adaptable selon l'évolution des besoins**
- **Colonne de filtration modulaire pour toutes les manipulations (solides et/ou liquides) et tous les environnements de laboratoire**
- **Très faible consommation énergétique**
- **Alarme électronique de baisse de vitesse d'air en façade (ouverture prolongée de la façade)**
- **Détection du colmatage des filtres particulaires HEPA ou ULPA**
- **Détection automatique de la saturation des filtres moléculaires en option**
- **Plans de travail au choix pour une meilleure adaptation à vos besoins : verre trempé, Trespa®Top LabPLUS ou inox 304L**
- **Application eGuard®app. pour PC, smartphone ou tablette pour l'accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement, de réglage et d'historique d'utilisation et la réception d'alertes de sécurité**
- **Conformes à la norme AFNOR NF X15 211, classes 1 et 2, EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14 et ULPA U17)**

Nombreuses options possibles

- Détecteur de saturation des filtres moléculaires (pour solvants ou acides ou formaldéhyde)
- Meuble de support roulant ou fixe
- Multiples solutions d'équipements en fluide, gaz techniques et énergie (exclusivement pour meuble fixe et plan de travail Trespa® Top LabPLUS)
- Pré-filtre particulaire
- Panneau arrière transparent

Modèle	Captair 321 Smart	Captair 391 Smart	Captair 481 Smart	Captair 392 Smart	Captair 483 Smart	Captair 633 Smart	Captair 714 Smart
Dimensions ext. l x p x h* (mm)	800 x 620 x 1105/1285	1005 x 620 x 1105/1285	1275 x 620 x 1105/1285	1005 x 750 x 1340/1515	1275 x 750 x 1340/1515	1600 x 750 x 1340/1515	1800 x 750 x 1340/1515
Puissance nominale (W)		75		130	200		270
Luminosité (lux)				> 650			
Débit d'air (m3/h)		220		440	660		880
Vitesse d'air en façade (m/s)				De 0,4 à 0,6			
Tension / Fréquence				220 V / 50 - 60 Hz			
Type d'ouverture				Oblongues			
Structure				Acier électrozingué anticorrosion revêtement polymère anti-acide			
Panneaux et façades				PMMA transparent et incolore			
Référence (sans filtre)	**271435**	**271426**	**271417**	**271408**	**271398**	**271389**	**271370**
CHF	**3950,80 -**	**4800,60 -**	**6213,20 -**	**6473,60 -**	**8204 -**	**8818,60 -**	**9798,60 -**
Filtre**				Nous consulter **			

* La hauteur varie selon le type de colonne de filtration ** A commander obligatoirement avec les filtres Valiquest à renseigner

Options

Préfiltre particulaire - pour appareil neuf	**271222**	**271222**	**271222**	**271769**	**271407**	**271397**	**271387**
	35 -	**35 -**	**35 -**	**NC -**	**105 -**	**330,10 -**	**358,56 -**
Molecode S : détecteur automatique saturation filtres solvants	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**	**271380**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Molecode A : détecteur électro chimique de la saturation des filtres par les acides	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**	**271381**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Molecode F : détecteur automatique de la saturation des filtres par formaldéhydes	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**	**271382**
	1008 -	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**	**1008 -**
Panneau arrière transparent	**271442**	**271433**	**271423**	**271414**	**271404**	**271394**	**271376**
	389,20 -	**548,80 -**	**644 -**	**548,80 -**	**644 -**	**1243,20 -**	**1446,20 -**
Panneau arrière tôle acier blanc avec trappe arrière	**-**	**271434**	**271424**	**271415**	**271405**	**271395**	**271377**
	-	**302,40 -**	**456,40 -**	**302,40 -**	**456,40 -**	**495,60 -**	**642,60 -**

Accessoires

Plan de travail en verre et bac de rétention	**271436**	**271427**	**271418**	**271409**	**271399**	**271390**	**271371**
	581 -	**628,60 -**	**714 -**	**785,40 -**	**883,40 -**	**1079,40 -**	**1272,60 -**
Plan de travail trespa et bac de rétention	**271437**	**271428**	**271419**	**271410**	**271400**	**271391**	**271372**
	898,80 -	**954,80 -**	**1104,60 -**	**1071 -**	**1234,80 -**	**1400 -**	**1649,20 -**
Plan de travail inox et bac de rétention	**271438**	**271429**	**271893**	**271894**	**271401**	**271895**	**271373**
	1549,80 -	**1898,40 -**	**NC -**	**NC -**	**2199,40 -**	**NC -**	**2648,80 -**

Meubles à commander avec plan de travail

Meuble support roulant mobicap sans plan de travail	**271439**	**271430**	**271420**	**271411**	**-**	**-**	**-**
	802,20 -	**1020,60 -**	**1220,80 -**	**1124,20 -**	**-**	**-**	**-**
Meuble support fixe Benchcap sans plan de travail	**271440**	**271431**	**271421**	**271412**	**271402**	**271392**	**271374**
	802,20 -	**1020,60 -**	**1220,80 -**	**1124,20 -**	**1313,20 -**	**1724,80 -**	**1950,20 -**
Etagère semi extractible pour Benchcap	**271441**	**271432**	**271422**	**271413**	**271403**	**271393**	**271375**
	326,20 -	**343 -**	**404,60 -**	**410,20 -**	**456,40 -**	**541,80 -**	**582,40 -**